




















# CAD/CAM Bur Set Basic セット内容

品番	形状	使用部位
1 RKC-1		臼歯部咬合面小窩裂溝部ガイドグループ付与 (非咬合接触部へ 1mm のクリアランスを付与します)
2 RKC-2		臼歯部咬合面咬頭部ガイドグループ付与 (咬合接触部へ 1.5mm のクリアランスを付与します)
3 RKC-3		ラミネートベニアガイドグループ付与
4 RKC-4		クラウン支台ラウンデッドショルダー概形成 ラミネートベニア概形成
5 RKC-4ff		クラウン支台ラウンデッドショルダー仕上げ形成 ラミネートベニア仕上げ形成
6 RKC-5		臼歯部クラウン支台咬合面概形成 前歯部クラウン支台舌面概形成
7 RKC-5ff		臼歯部クラウン支台咬合面仕上げ形成 前歯部クラウン支台舌面仕上げ形成 各種修復物接着後の咬合調整および咬合面形態の調整
8 RKC-6		臼歯部インレー窩洞咬合面概形成
9 RKC-6ff		臼歯部インレー窩洞咬合面仕上げ形成 各種修復物接着後の咬合調整および咬合面形態の調整 (先端部のコーナーにより裂溝等付与します)
10 RKC-7		臼歯部インレー窩洞咬合面 Box Form 概形成 (開口度の確保できない大白歯部にもアクセス出来ます)
11 RKC-7ff		臼歯部インレー窩洞咬合面 Box Form 仕上げ形成 (開口度の確保できない大白歯部にもアクセス出来ます) 各種修復物接着後の咬合調整および咬合面形態の調整 (先端部のコーナーにより裂溝等付与します)
12 RKC-8		臼歯部インレー窩洞側室部概形成 (咬合面の Box Form に対し側室ではわずかに外開きを付与します)
13 RKC-8ff		臼歯部インレー窩洞側室部仕上げ形成 (咬合面の Box Form に対し側室ではわずかに外開きを付与します) 各種修復物接着後の咬合調整および咬合面形態の調整 (先端部のコーナーにより裂溝等付与します)
14 RKC-9ff		臼歯部インレー窩洞咬合面および側室部の窩洞形態修正および仕上げ 各種修復物接着後の咬合調整および咬合面形態の調整 (先端部のコーナーにより裂溝等付与します)
15 RKC-10fff		臼歯部インレー窩洞側室窩縁部の仕上げ
16 RKC-11ff		インレー修復物接着後の咬合面部レジンセメント除去 各種修復物接着後の咬合調整および咬合面形態の調整
17 RKC-12ff		隣接面およびマージン部のレジンセメント除去 各種修復物接着後の咬合調整および咬合面形態の調整
18 RKC-13ff		隣接面およびマージン部のレジンセメント除去
19 RKC-14fff		隣接面およびマージン部のレジンセメント除去

作製ご指導：風間龍之輔先生

作製：株式会社日向和田精密製作