


## セーフ ラウンド エンド テーパー Safe Round End Taper

品 番	A-13Ra	A-11Ra
I S O	219/012	190/014
φ (mm)	8.5	11.0
先端形状	セーフエンド	
D2(mm)	0.7	0.4
D1(mm)	1.2	1.4
α (°)	3.5	4.0
L (mm)	22.0	23.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30
医院価格 (円/本)	1,000	1,000

包装単位：5本入,10本入/ケース




## サージカル Surgical

品 番	B-10XL	L-26	L-26-3	F-020607
I S O	173/017	199/017	199/011	001/023
φ (mm)	11.0	11.0	3.0	2.2
D2(mm)	0.9	0.9	0.9	(球径)2.3
D1(mm)	1.7	1.7	1.1	—
α (°)	4.0	4.5	4.5	—
L (mm)	26.0	26.0	26.0	25.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	16	16	16	16
医院価格 (円/本)	1,200	1,000	1,000	1,800



包装単位：5本入,10本入/ケース

## Occlusal Adjustment Bur




品 番	E-5ff	E-5fff	0.75ff	0.75fff
I S O	008	008	001/008	001/008
ダイヤ長(mm)	1.8	1.8	0.7	0.65
元 径(mm)	(最大径)0.8	(最大径)0.75	(球径) 0.8	(球径) 0.75
全 長(mm)	20.0	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,000	1,000	1,000	1,000

包装単位：4本セット (各形態1本入り) ¥4,000  
各形態別に1箱5本入り ¥5,000

## ポストカット ポスト除去用バー

《特 徴》

銀合金ポストの除去に適しています。  
特に除去の際、周囲の歯質を削る原因  
となるバーの滑りがありません。



品 番	Postcut22	Postcut24	Postcut26
I S O	207/011	207/011	207/011
ダイヤ長(mm)	2.5	2.5	2.5
最大径(mm)	1.1	1.1	1.1
全長(mm)	22.0	24.0	26.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	*16
医院価格 (円/本)	600	600	600

包装単位：5本入,10本入/ケース

\*16：エアータービンでは使用出来ません。  
FG増速コントラでご使用下さい。



## エンド カutting End Cutting (ダイヤモンド 仕上用のみ)

Tissue Protective Type

品 番	ENDCUTTING 1.0	ENDCUTTING 1.2	ENDCUTTING 1.4	ENDCUTTING 1.0TP	ENDCUTTING 1.2TP	ENDCUTTING 1.4TP
I S O	150/010	150/012	150/014	150/010	150/012	150/014
D1(mm)	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4
L (mm)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	5	5	5	5	5	5
医院価格 (円/本)	600	600	600	600	600	600

包装単位：5本入,10本入/ケース