


# S.N バーセット

## シリンダーセット




品番	D-11Rf	D-11Rff	D-31Rf	D-31Rff	K-13Lf	Endcutting 1.2	K-33f	K-33ff	C-30f	C-30ff	C-12ff
I S O	141/011	141/011	139/012	139/012	253/029	150/012	254/016	254/016	288/010	288/010	150/012
ダイヤ長(mm)	8.0	8.0	5.0	5.0	6.0	—	3.5	3.5	6.0	6.0	10.0
最大径(mm)	—	—	—	—	2.9	1.2	1.6	1.6	—	—	—
元径(mm)	1.1	1.1	1.2	1.2	1.8	—	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2
全長(mm)	22.0	22.0	19.0	19.0	20.0	21.0	19.0	19.0	21.0	21.0	24.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	16	5	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	450	450	700	600	450	450	450	450	700

包装単位: 11本セット(各形態1本入り) ¥6,100 パースタンドは別売: ¥700

各形態別に1箱5本入り: C-12ff, D-11Rf, D-11Rff, K-13Lf 各 ¥3,500

C-30f, C-30ff, D-31Rf, D-31Rff, K-33f, K-33ff 各 ¥2,250 Endcutting 1.2 ¥3,000

## テーパセット



品番	B-10LRSf	B-10LRSff	D-31Rf	D-31Rff	K-13Lf	Endcutting 1.2	K-33f	K-33ff	C-30f	C-30ff	C-12ff
I S O	198/015	198/015	139/012	139/012	253/029	150/012	254/016	254/016	288/010	288/010	150/012
ダイヤ長(mm)	8.0	8.0	5.0	5.0	6.0	—	3.5	3.5	6.0	6.0	10.0
最大径(mm)	(先端径)1.0	(先端径)1.0	—	—	2.9	1.2	1.6	1.6	—	—	—
元径(mm)	1.5	1.5	1.2	1.2	1.8	—	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2
角度(°)	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全長(mm)	21.0	21.0	19.0	19.0	20.0	21.0	19.0	19.0	21.0	21.0	24.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	16	5	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	450	450	700	600	450	450	450	450	700

包装単位: 11本セット(各形態1本入り) ¥6,100 パースタンドは別売: ¥700

各形態別に1箱5本入り: C-12ff, B-10LRSf, B-10LRSff, K-13Lf 各 ¥3,500

C-30f, C-30ff, D-31Rf, D-31Rff, K-33f, K-33ff 各 ¥2,250 Endcutting 1.2 ¥3,000



1mmのガイドグループ形成



隅角の削除



マージン部の修正

CAD/CAM技術を応用した修復物は、一般的にセラミックブロックなどから削り出される。形成は機械のインストルメントや、歯質と修復物への抵抗形態を意識して成されなければならない。主な修復物の装着には、接着材が使用される。SN/バーセットは、以上を考慮し構成してある。

- ①一般的なCAD/CAMシステムへ対応できるように直径1mmで先端が丸みを帯びたバーを中軸としている。
- ②歯質の十分な削除量の確保や仕上げ、さらには修復物の形態修正が容易にできるような内容となっている。
- ③ダイヤモンドバーの粒子は、接着に有利なようにファイナならびにスーパーファインとしている。
- ④煩雑さが軽減されるように、シンプルなセッティングとなっている。

八重洲歯科診療所 中村昇司先生