

スーパー コース (R 概形成・金属除去用)

Super Coarse Grit(R)

● 溝色ブラック

フェザータッチで素晴らしい切れ味が得られ、しかも耐久性に優れています。



品 番	RA-10L	RA-10	RA-12LL	RA-13L	RA-21S	RA-21	RA-12	RA-12L	RB-20LR
I S O	200/024	200/021	198/024	198/019	198/016	197/018	198/021	197/027	197/018
ダイヤ長(mm)	11.5	11.5	9.0	9.0	8.0	7.5	9.0	7.0	7.0
先端径(mm)	1.4	1.1	1.7	1.3	0.8	1.1	1.2	1.9	1.2
元径(mm)	2.4	2.1	2.4	1.9	1.6	1.8	2.1	2.7	1.8
角 度(°)	5.5	5.0	5.0	4.0	6.0	6.5	6.0	7.0	4.5
全 長(mm)	23.5	23.5	21.0	21.0	20.0	19.5	21.0	21.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	45
医 院 価 格 (円/本)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

② ② ② ② ② ② ② ② ②



歯冠形成

除去
コンポジットレジン研磨

ロングシャフト
MI 顕微鏡

歯内療法


HPスプレー
CAコントロール

矯正

インプラント

CAD/CAM パーセント

研修会パーセント



品 番	RB-10LL	RB-10L	RB-10	RB-11	RB-11L	RB-20L	RB-20	RB-21	RC-21	RC-25	RC-30L	RC-30
I S O	173/021	173/019	173/018	172/021	172/023	171/018	171/018	170/021	249/018	289/015	289/012	288/012
ダイヤ長(mm)	10.0	10.0	10.0	8.5	8.0	7.0	7.0	5.0	8.0	8.0	8.0	6.0
先端径(mm)	1.5	1.1	1.0	1.3	1.5	1.2	1.0	1.6	—	—	—	—
元径(mm)	2.1	1.9	1.8	2.1	2.3	1.8	1.8	2.1	1.8	1.5	1.2	1.2
角 度(°)	3.0	4.0	4.5	5.5	5.5	4.5	6.0	6.0	—	—	—	—
全 長(mm)	23.0	23.5	23.0	21.0	21.0	20.0	20.0	19.0	21.0	22.0	22.0	21.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	30	45	45	30	45	30	16	30
医 院 価 格 (円/本)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ②



RB-20L:用途はアマルガム、銀合金、金バラ、クラウン等金属除去用としての他に、インレーの形成及び、クラウン形成における咬合面、頬舌側面の概形成、支台の形成等使用範囲の非常に広いダイヤモンドバーです。



品 番	RD-31	RK-20	RK-20S
I S O	139/012	237/017	237/013
ダイヤ長(mm)	5.0	2.5	1.5
最大径(mm)	—	1.7	1.3
元径(mm)	1.2	1.4	1.1
角 度(°)	—	8.5	7.0
全 長(mm)	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30
医 院 価 格 (円/本)	600	1,000	600

② ② ②



品 番	RF-31	RK-11	RK-18
I S O	001/028	039/035	237/027
ダイヤ長(mm)	2.2	5.0	7.0
先端径(mm)	(球径)2.8	1.7	2.7
最大径(mm)	—	3.5	2.2
角 度(°)	—	40.0	5.0
全 長(mm)	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	16	16
医 院 価 格 (円/本)	1,000	1,000	1,000

②

包装単位: 5本入、10本入/ケース

《ショートシャフト仕様が有ります。》
枠下の表示をご確認ください。

② : ショートシャフト



ご注文例: RA-13L ショートとご指定下さい

コース(S 概形成用)

Coarse Grit (S)

● 溝色グリーン

切歯部のダイヤモンド粒子を普通の粒子より大きい粒子にしましたので、切味がシャープです。

品 番	SA-10	SA-13L	SA-21	SA-12L	SA-20L	SB-10	SB-11	SB-21L	SB-21	SB-22
I S O	200/020	198/018	197/018	197/026	197/015	173/017	172/020	170/022	170/020	170/018
ダイヤ長(mm)	11.5	9.0	7.5	7.0	7.0	10.0	8.5	5.0	5.0	5.0
先端径(mm)	1.0	1.3	1.0	1.8	1.1	0.9	1.2	1.6	1.5	1.3
元 径(mm)	2.0	1.8	1.8	2.6	1.5	1.7	2.0	2.2	2.0	1.8
角 度(°)	5.0	4.0	6.5	7.0	4.0	4.5	5.5	7.0	6.0	5.5
全 長(mm)	23.5	21.0	19.5	21.0	20.5	23.0	21.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	45	30	30	30	30	45
医院価格 (円/本)	800	800	700	800	700	800	800	700	700	700



品 番	SC-21	SC-22	SD-21	SF-32	SF-41	SG-10	SK-18	SK-14	SK-11	SK-13L
I S O	249/017	249/015	110/015	001/022	001/016	068/040	237/026	237/034	039/034	243/030
ダイヤ長(mm)	8.0	8.0	7.0	1.8	1.1	1.4	7.0	5.0	5.0	6.0
最大径(mm)	—	—	—	(球径)2.2	(球径)1.6	(径)4.0	2.6	3.4	3.4	3.0
元 径(mm)	1.7	1.5	1.5	—	—	—	2.1	1.7	1.6	2.0
角 度(°)	—	—	—	—	—	—	5.0	—	40.0	—
全 長(mm)	21.0	21.0	20.5	19.0	19.0	20.0	20.0	21.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	45	45	30	30	45	16	16	16	16	16
医院価格 (円/本)	700	700	700	550	450	800	800	800	800	800

コース(M 金属切削・概形成用)

Coarse Grit (M)

● 溝色ブルー

金属切削に適した人工ダイヤを使用していますので、金属切削に威力を発揮し、歯牙の概形成も出来ます。

品 番	MA-10	MB-10	MB-11	MB-11L	MB-22	MC-21	MD-21	MD-31
I S O	200/020	173/017	172/020	172/022	170/018	249/017	110/015	139/012
ダイヤ長(mm)	11.5	10.0	8.5	8.0	5.0	8.0	7.0	5.0
先端径(mm)	1.0	0.9	1.2	1.4	1.3	—	—	1.1
元 径(mm)	2.0	1.7	2.0	2.2	1.8	1.7	1.5	1.2
角 度(°)	5.0	4.5	5.5	5.5	5.5	—	—	—
全 長(mm)	23.5	23.0	21.0	21.0	19.0	21.0	20.5	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	45	45	30	30
医院価格 (円/本)	850	850	850	850	750	750	750	600


ウルトラファイン (fff コンポジット仕上用)

Ultra Fine Grit(fff) for Composite


○ 溝色ホワイト

fffタイプ形成時の注意


fffタイプは歯牙の最終形成に用いる仕上げ研磨用バーです。
金属部分の形成には使用しないで下さい。
金属部分の形成に用いますと、ダイヤモンド上に金属が付着してしまい、発熱、ダイヤモンドの脱落を起こします。



品番	A-13Lfff	A-14fff	A-15fff	A-22Lfff	A-22fff	B-10fff	C-22fff	C-22Mfff	C-22Sfff	C-23fff	C-23Rfff	C-24fff
ISO	198/015	198/012	166/015	165/015	165/012	173/016	249/013	249/012	248/011	248/013	243/012	247/010
ダイヤモンド長(mm)	9.0	9.0	10.0	7.5	7.0	10.0	8.0	8.0	7.0	6.0	6.0	4.0
先端径(mm)	0.9	0.4	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
元径(mm)	1.5	1.2	1.5	1.5	1.2	1.6	1.3	1.2	1.1	1.3	(最大径)1.2	1.0
角度(°)	4.0	5.5	6.5	9.0	7.0	4.5	—	—	—	—	—	—
全長(mm)	21.0	22.0	22.5	21.0	20.5	23.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0	23.5
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	600	600	700	600	600	600	600	600	600



品番	K-13fff	K-13Sfff	K-33fff	K-30fff	K-31fff	K-21Raff	K-24fff
ISO	243/024	243/021	254/015	016	024	023	237/019
ダイヤモンド長(mm)	5.0	5.0	3.0	3.5	2.0	4.0	5.0
最大径(mm)	2.4	2.1	1.5	1.6	2.4	2.3	1.9
元径(mm)	1.4	1.3	1.0	(先端径)0.8	1.9	1.9	1.5
角度(°)	—	—	—	—	—	30R	6.0
全長(mm)	19.0	21.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	450	450	450	600	600




品番	F-24fff	F-40fff
ISO	001/024	001/016
ダイヤモンド長(mm)	2.0	1.5
球径(mm)	2.4	1.6
全長(mm)	20.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30
医院価格 (円/本)	600	350



歯冠長の長い患者さんのための

研磨用ロングシャンクバー



品番	K-13SRfff	K-17fff	BA-1LRfff	A-18fff
ISO	243/021	243/012	277/010	160/007
ダイヤモンド長(mm)	4.6	3.0	2.1	3.0
最大径(mm)	2.1	1.2	1.0	—
元径(mm)	1.3	0.9	0.7	0.7
角度(°)	—	—	—	6.0
全長(mm)	20.5	20.0	20.0	24.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	800	800


包装単位: 5本入、10本入/ケース

《ショートシャンク仕様が有ります。》
枠下の表示をご確認ください。

⑨ : ショートシャンク



ご注文例: A-13Lfffショートとご指定下さい



品番	A-10XLfff	A-15XLfff	C-22XLfff
ISO	200/017	166/015	249/013
ダイヤモンド長(mm)	11.5	10.0	8.0
先端径(mm)	0.7	—	—
元径(mm)	1.7	1.5	1.3
角度(°)	5.0	6.5	—
全長(mm)	27.0	27.0	27.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	16	16
医院価格 (円/本)	1,000	1,000	1,000

《特徴》

- 全長が27ミリと長いので、歯冠の長い歯のくさび状欠損、根面齲蝕の充填後の研磨に適しています。
- 充填後の隣接面内側ステップの研磨、コンタクト付近の研磨に便利です。

歯冠形成

除去
コンポジットレジン研磨

ロングシャンクタイプ
MI 顕微鏡

歯内療法

HPスレート
CAコントラ

矯正

インプラント

CAD/CAM パーセント

研修会パーセント