



ロングシャンク




ロング シャンク
Long Shank



品 番	A-10L-EL	A-10EL	A-15EL	B-10LR-EL	B-10R-EL	B-10L-EL	B-10EL
I S O	200/022	200/019	166/016	199/017	199/016	173/017	173/016
ℓ (mm)	11.5	11.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
D 2(mm)	1.2	0.9	—	1.0	0.8	1.0	0.8
D 1(mm)	2.2	1.9	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6
α (°)	5.5	5.0	6.5	4.0	4.5	4.0	4.5
L (mm)	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
最高回転数 (min ⁻¹)	F G コントラで 100,000 回転					FGコントラで100,000 回転	
医 院 価 格 (円/本)	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

(旧称) A-10L(L=29) A-10(L=29) A-15(L=29) B-10L(L=29) B-10(L=29) B-10L(L=29) B-10(L=29)


包装単位: 5本入、10本入/ケース




品 番	F-31EL	F-40EL	F-41EL	F-42EL	F-31XL	F-40XL	F-41XL	F-42XL
I S O	001/026	001/018	001/015	001/011	001/026	001/018	001/015	001/011
D 1(mm)	2.6	1.8	1.5	1.1	2.6	1.8	1.5	1.1
ℓ (mm)	2.2	1.6	1.1	0.8	2.2	1.6	1.1	0.8
L (mm)	29.0	29.0	29.0	29.0	25.0	25.0	25.0	25.0
最高回転数 (min ⁻¹)	F G コントラで 100,000 回転							
医 院 価 格 (円/本)	1,500	1,200	1,200	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000

F-40(L=29) F-41(L=29) F-45(L=29) F-40(L=25) F-41(L=25) F-45(L=25)
ネック無し ネック無し

包装単位: 5本入、10本入/ケース




ラウンド エンド テーパー Round End Taper



品 番	B-10 _{LL} R	B-10MR	B-10LLR	B-10LR	B-10R	A-11	A-12	A-13	A-14	B-10 _{LL} R	B-10LLRS	B-10LRS
I S O	199/024	199/020	199/018	199/017	199/016	199/013	198/019	198/014	198/013	198/025	198/017	198/015
φ (mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0	8.0
D 2(mm)	1.8	1.5	1.3	1.0	0.8	0.6	1.0	0.7	0.5	2.0	1.2	1.0
D 1(mm)	2.4	2.0	1.8	1.7	1.6	1.3	1.9	1.4	1.3	2.5	1.7	1.5
α (°)	3.5	3.0	3.0	4.0	4.5	4.5	6.0	5.0	5.5	4.0	4.0	4.0
L (mm)	23.0	23.0	23.0	23.5	23.0	23.0	21.0	22.0	22.0	22.0	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医 院 価 格 (円/本)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700




※ B-10LRのロングシャンク(L=29)⇒B-10LR-EL
B-10Rのロングシャンク(L=29)⇒B-10R-EL (P1に掲載)



品 番	A-12L	N-2	N-3	A-20LL	A-20L	A-20	A-20S	B-32R
I S O	197/025	197/022	197/019	197/019	197/014	197/011	197/010	196/015
φ (mm)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	4.0
D 2(mm)	1.7	1.4	1.2	1.5	0.9	0.7	0.5	1.0
D 1(mm)	2.5	2.2	1.9	1.9	1.4	1.1	1.0	1.5
α (°)	7.0	7.0	6.0	3.5	4.0	3.5	4.0	8.0
L (mm)	21.0	21.0	21.0	20.0	20.5	20.5	20.5	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	45	30	45	30	30	45
医 院 価 格 (円/本)	700	700	700	600	600	600	600	450



ニードル Needle




品 番	A-15L	A-17L	A-16	A-17	A-15	A-15S	A-14S	A-22L	A-22	A-30	A-18
I S O	167/016	167/019	167/015	166/019	166/016	166/014	166/013	165/016	165/013	164/011	539/008
φ (mm)	14.0	12.0	11.0	10.0	10.0	10.0	9.0	7.5	7.0	5.0	3.0
D 1(mm)	1.6	1.9	1.5	1.9	1.6	1.4	1.3	1.6	1.3	1.1	0.8
α (°)	5.0	7.0	5.0	8.5	6.5	6.0	5.5	9.0	7.0	7.0	6.5
L (mm)	26.0	23.0	23.0	23.0	22.5	24.0	22.0	21.0	20.5	21.0	24.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医 院 価 格 (円/本)	900	700	700	700	700	700	700	600	600	450	700



※ A-15のロングシャンク(L=29)⇒A-15EL(P1に掲載)

研究会バーゼット




フラット エンド テーパー Flat End Taper

※ B-10Lのロングシャंक(L=29)⇒B-10L-EL
B-10 のロングシャंक(L=29)⇒B-10EL(P1に掲載)

[illegible]

品番	B-20LL	B-20L	B-20	B-20S
I S O	171/019	171/016	171/016	171/012
φ(mm)	7.0	7.0	7.0	7.0
D 2(mm)	1.5	1.1	0.8	0.6
D 1(mm)	1.9	1.6	1.6	1.2
α(°)	3.5	4.0	6.0	4.5
L(mm)	20.0	20.5	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	45	45	45	30
医院価格 (円/本)	600	600	600	600



トルペード
Torped

品 番	C-10	C-20	C-25	C-30L	C-30	C-30S	C-008	C-008S
I S O	290/014	289/014	289/012	289/010	288/010	287/010	288/008	287/008
φ (mm)	10.0	8.0	8.0	8.0	6.0	5.0	6.0	5.0
D 1(mm)	1.4	1.4	1.2	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
L (mm)	23.5	21.0	22.0	22.0	21.0	20.0	21.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	45	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	600	600	600	450	450	450	450



包装単位:5本入、10本入/ケース


《ショートシャंक・仕上用 f・仕上用 f f 仕様が
有ります。》枠下の表示をご確認ください。

- ショートシャंक
 仕上用 f (ダイヤ粒子 #270/325)
 仕上用 ff (ダイヤ粒子 40-50 μ m)
 ショート 仕上用 f でショートシャंक
 ff ショート 仕上用 ff でショートシャंक



ご注文例：


A-13Lショート、A-13Lf、A-13Lff
A-13Lfショートとご指定下さい



フレーム
Flame

品 番	C-11	C-12	C-21	C-22	C-22M	C-22SL	C-22S	C-31
I S O	250/014	250/012	249/016	249/013	249/012	248/013	248/011	247/013
φ (mm)	10.0	10.0	7.5	8.0	8.0	7.5	7.0	3.5
D1 (mm)	1.4	1.2	1.6	1.3	1.2	1.3	1.1	1.3
L (mm)	24.0	24.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	45	45	30	45	30	45
医 院 価 格 (円/本)	700	700	600	600	600	600	600	450


シ f ff ffショート シ f ff ffショート シ f ff ffショート シ f ff ffショート シ f ff ffショート シ f ff ffショート シ f ff ffショート シ f ff ffショート



ベベルト シリンダー
Beveled Cylinder

品 番	C-28	C-28S
I S O	130/012	130/011
φ (mm)	8.0	8.0
D1 (mm)	1.2	1.1
α (°)	48.0	48.0
L (mm)	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30
医 院 価 格 (円/本)	600	600

ff シ ff



フラット エンド シリンダー
Flat End Cylinder

品 番	D-11	D-20L	D-21	D-20	D-31	D-31SL	D-31M	D-31S
I S O	111/011	110/018	110/013	109/016	109/013	109/010	109/011	109/010
φ (mm)	8.0	7.5	7.0	4.5	4.5	4.5	4.0	3.5
D1 (mm)	1.1	1.8	1.3	1.6	1.3	1.0	1.1	1.0
L (mm)	22.0	21.0	20.5	19.0	19.0	20.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	45	45	30	30	30
医 院 価 格 (円/本)	700	600	600	600	450	450	450	450

f ff シ ff シ ff シ f ff シ f ff シ f ff シ f ff シ ff

包装単位: 5本入、10本入/ケース



ラウンド エンド シリンダー
Round End Cylinder

品 番	D-10LR	D-10R	D-11R	D-20LR	D-21R	D-31R	D-31SR
I S O	141/018	141/016	141/011	140/018	140/013	139/012	139/010
φ (mm)	9.0	9.0	8.0	7.5	7.0	5.0	3.5
D1 (mm)	1.8	1.6	1.1	1.8	1.3	1.2	1.0
L (mm)	21.0	22.0	22.0	21.0	20.5	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	30	45	30
医 院 価 格 (円/本)	700	700	700	600	600	450	450


シ f シ f ff シ f ff シ f ff シ f ff シ f ff シ f ff

《ショートシャンク・仕上用f・仕上用ff仕様があります。》
 枠下の表示をご確認ください。

シ : ショートシャンク
 f : 仕上用f (ダイヤ粒子#270/325)
 ff : 仕上用ff (ダイヤ粒子40-50μm)
 ショート : 仕上用fでショートシャンク
 ffショート : 仕上用ffでショートシャンク

ご注文例: A-13Lショート、A-13Lf、A-13Lff
 A-13Lfショートとご指定下さい






ペアー
Pear



品 番	E-333	E-332	E-331	E-330
I S O	238/012	237/010	237/011	237/008
φ (mm)	3.0	2.5	1.7	1.7
D 1 (mm)	1.2	1.0	1.1	0.8
D 2 (mm)	1.0	0.8	0.9	0.7
α (°)	4.5	3.0	7.0	3.5
L (mm)	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	45	30	45	45
医 院 価 格 (円/本)	450	450	450	450

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ f ff




インバーテッド コーン
Inverted Cone



品 番	E-10	E-20	E-30L	E-30	E-30S	E-31	E-41
I S O	226/022	225/018	012/018	012/015	012/013	012/011	011/009
φ (mm)	7.0	4.0	1.7	1.5	1.3	1.1	0.8
D 1 (mm)	2.2	1.8	1.8	1.5	1.3	1.1	0.9
D 2 (mm)	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	0.8	0.7
α (°)	4.5	7.0	20.0	17.5	16.5	17.5	17.0
L (mm)	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	45	45	45	45	45	45
医 院 価 格 (円/本)	700	600	450	450	450	450	350

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ f ff




インバーテッド コーン
Inverted Cone




品 番	E-35L	E-35	E-35M	E-35S	E-35SS	E-45
I S O	019/015	019/012	019/009	019/009	019/008	019/009
φ (mm)	3.5	3.5	2.8	2.5	2.5	1.5
D 1 (mm)	1.5	1.2	0.9	0.9	0.8	0.9
D 2 (mm)	1.2	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7
α (°)	10.0	10.0	10.0	10.0	8.5	17.0
L (mm)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	45	45	45	45	45	45
医 院 価 格 (円/本)	450	450	450	450	450	350

⑤ ff ⑤ ff ⑤ ⑤ f ⑤ ⑤ f




品 番	H-30	H-31	H-41
I S O	032/017	032/015	032/013
φ (mm)	1.9	1.7	1.5
D 1 (mm)	1.7	1.5	1.3
D 2 (mm)	1.1	1.0	0.9
α (°)	41.0	39.0	37.0
L (mm)	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	45	45	45
医 院 価 格 (円/本)	450	450	350

⑤ ⑤ ⑤



ラウンド
Round




品 番	F-31L	F-31	F-32	F-40	F-41T	F-41	F-41S	F-42	F-42S	F-42SS	F-007f	F-010f
I S O	001/035	001/026	001/021	001/018	001/015	001/015	001/012	001/010	001/009	001/008	001/007	001/010
D 1 (mm)	3.5	2.6	2.1	1.8	1.5	1.5	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	1.0
φ (mm)	3.0	2.2	1.8	1.6	1.1	1.1	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	1.0
L (mm)	19.0	20.0	19.0	19.0	22.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	22.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	30	30	45	30	45	45	45	45	45	30	30
医 院 価 格 (円/本)	800	450	450	350	700	350	350	350	350	350	700	695

ff ⑤ ⑤ ff ⑤ f ff ⑤ f ⑤ f ⑤ f ⑤ f ⑤ f ⑤

F-31のロングシャク(L=25)⇒F-31XL
〃 (L=29)⇒F-31EL

F-40のロングシャク(L=25)⇒F-40XL
〃 (L=29)⇒F-40EL

F-41のロングシャク(L=25)⇒F-41XL
〃 (L=29)⇒F-41EL(P1に掲載)



ラウンド Round




品 番	F-31C	F-32C	F-40C	F-41C	F-42C	F-42SSC	F-45
I S O	002/026	002/021	002/018	002/015	002/010	002/008	002/011
φ (mm)	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	3.4	2.0
D 1 (mm)	2.6	2.1	1.8	1.5	1.0	0.8	1.1
D 2 (mm)	1.5	1.4	1.1	1.0	0.8	0.7	0.8
α (°)	7.5	8.0	8.5	15.0	17.0	—	9.5
L (mm)	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	45	45	45	30	30
医 院 価 格 (円/本)	450	450	350	350	350	350	350



品 番	F-10	F-10L	F-20
I S O	005/013	005/016	005/016
φ (mm)	7.5	7.0	3.5
D 1 (mm)	1.3	1.6	1.6
D 2 (mm)	1.0	1.1	1.1
α (°)	7.0	5.5	8.5
L (mm)	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	16	16
医 院 価 格 (円/本)	700	700	600

⑤ ①




ホイール Wheel



品 番	G-11L	G-11	G-21	G-21S	G-31
I S O	041/060	041/049	041/043	041/033	041/024
φ (mm)	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
D 1 (mm)	6.0	4.9	4.3	3.3	2.4
L (mm)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	9	10	10	16	30
医 院 価 格 (円/本)	700	700	600	600	450




ラウンデッド ホイール Rounded Wheel



品 番	G-10L	G-10	G-20
I S O	068/045	068/040	068/029
φ (mm)	1.7	1.3	0.9
D 1 (mm)	4.5	4.0	2.9
L (mm)	19.0	20.0	18.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	10	16	16
医 院 価 格 (円/本)	700	700	600

①

②



ナイフ エッジ Knife Edge



品 番	I-11	I-21	I-31
I S O	304/050	304/043	304/028
φ (mm)	1.2	1.0	0.8
D 1 (mm)	5.0	4.3	2.8
L (mm)	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	10	10	30
医 院 価 格 (円/本)	700	600	450

包装単位: 5本入、10本入/ケース

〈ショートシャング・仕上用 f・仕上用 ff 仕様があります。〉
枠下の表示をご確認ください。

- ⑤ : ショートシャング
- ① : 仕上用 f (ダイヤ粒子 #270/325)
- ② : 仕上用 ff (ダイヤ粒子 40-50 μm)
- ③ : 仕上用 f でショートシャング
- ④ : 仕上用 ff でショートシャング



ご注文例: A-13L ショート、A-13Lf、A-13Lff
A-13Lff ショートとご指定下さい

キュレッタージ

Gingival Curettage




品番	J-10	J-20	J-21	J-23	J-22	J-14	J-24	J-17	J-18	J-19	J-28	J-29
I S O	299/017	298/015	298/012	297/015	297/013	298/018	298/015	299/018	299/013	298/022	298/012	297/012
φ (mm)	10.0	8.0	8.0	6.0	6.0	9.0	8.0	10.0	10.0	8.0	8.0	6.5
D2(mm)	0.9	1.0	0.7	1.2	0.9	1.0	0.9	1.2	0.8	1.5	0.8	0.8
D1 (mm)	1.7	1.5	1.2	1.5	1.3	1.8	1.5	1.8	1.3	2.2	1.2	1.2
α (°)	5.0	4.0	4.0	3.5	5.0	5.0	4.5	4.0	3.5	6.0	4.0	5.0
先端形状	1R	1R	1R	1R	1R	2R	2R	3R	3R	3R	3R	3R
L (mm)	21.5	22.0	22.0	20.0	20.0	22.0	20.0	21.5	22.0	20.0	20.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	45	30	45	45	30	45	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	600	600	600	600	700	600	700	700	700	600	600

ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

フットボール

Football




品番	K-13L	K-13	K-13M	K-13S	K-33	K-13LT	K-16
I S O	243/029	243/026	243/022	243/017	254/016	257/031	254/039
φ (mm)	6.0	5.0	5.0	4.5	3.5	5.0	4.0
D1(mm)	2.9	2.6	2.2	1.7	1.6	3.1	3.9
D2(mm)	1.8	1.5	1.2	1.2	1.1	1.6	1.9
L (mm)	20.0	19.0	20.0	19.0	19.0	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	30	30	45	45	16	16
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	450	700	700

ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

バレル

Barrel




品番	N-5	K-11L	K-11	K-10
I S O	039/033	038/047	039/033	037/040
φ (mm)	7.5	7.0	5.0	4.0
D2(mm)	1.6	1.2	1.5	1.9
D1 (mm)	3.3	4.7	3.3	4.0
α (°)	27.0	56.0	40.0	60.0
L (mm)	22.5	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	10	16	16
医院価格 (円/本)	900	900	700	700

ff ff ff ff

ペアー

Pear




品番	K-18	K-14	K-24	K-34	K-15
I S O	237/025	237/033	237/021	237/014	038
φ (mm)	7.0	5.0	5.0	4.3	3.5
D1(mm)	2.5	3.3	2.1	1.4	3.8
D2(mm)	2.0	1.6	1.6	1.1	1.8
α (°)	5.0	—	6.0	5.0	45.0
L (mm)	20.0	21.0	19.0	19.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	16	30	45	16
医院価格 (円/本)	700	700	600	450	700

ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

品番	K-12	K-32	K-35ff	K-36ff
I S O	162/031	161/017	127/010	161/012
ダイヤ長(mm)	4.0	5.0	2.2	2.0
元径(mm)	3.1	1.7	1.0	1.2
角度(°)	40.0	15.0	40.0	30.0
全長(mm)	20.0	19.0	22.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	45	30	30
医院価格 (円/本)	700	450	570	450


ff ff ff ff



コーナース ラウンデッド テーパー Corners Rounded Taper

- 《特 徴》
- 近遠心と頬舌側の高低差の移行が容易に行えます。
 - 遊離エナメルが発生しにくい。
 - 歯周組織を傷つけにくい。
 - 印象材の流れが良く、精度の高い印象が得られます。


品 番	B-0887RE	IK-2	IK-2S	B-10RE	B-21225RE	B-111LRE	IK-1	IK-1S	B-20RE
I S O	546/020	546/019	546/017	546/016	546/021	546/021	545/016	545/015	545/016
ℓ (mm)	10.5	10.0	10.0	10.0	9.0	8.0	7.0	7.0	7.0
D 2(mm)	1.1	1.3	1.1	0.8	1.3	1.3	1.2	1.1	0.8
D 1(mm)	2.0	1.9	1.7	1.6	2.1	2.1	1.6	1.5	1.6
α (°)	5.0	3.5	3.5	4.5	5.0	5.5	3.0	3.5	6.0
L (mm)	24.0	22.5	22.5	23.0	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30	30	30	30	30	45
医 院 価 格 (円/本)	700	700	700	700	700	700	700	700	600



コーナース ラウンデッド テーパー (セラミックス インレー用) Corners Rounded Taper

- セラミックス製の補綴物のコーナーを応力集中がしにくい形状に形成することが出来ます。


品 番	B-211LRE	B-21RE	B-22RE	B-31029RE	IN-RE	B-32RE	B-32MRE
I S O	544/021	544/019	544/016	544/024	544/015	544/015	544/013
ℓ (mm)	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
D 2(mm)	1.4	1.3	1.1	2.0	1.1	1.0	0.8
D 1(mm)	2.1	1.9	1.6	2.4	1.5	1.5	1.3
α (°)	7.0	6.0	5.5	7.0	5.5	8.0	6.5
L (mm)	19.0	19.0	19.0	17.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	45	45	30	45	45	45
医 院 価 格 (円/本)	600	600	600	700	450	450	450



コーナース ラウンデッド シリンダー Corners Rounded Cylinder

包装単位: 5本入、10本入/ケース

品 番	D-11RE	D-11SRE
I S O	158/012	158/010
ℓ (mm)	8.0	8.0
D 1(mm)	1.2	1.0
L (mm)	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30
医 院 価 格 (円/本)	700	700




《ショートシャंक・仕上用 f・仕上用 ff 仕様が有ります。》
枠下の表示をご確認ください。


- シ : ショートシャंक
- f : 仕上用 f (ダイヤ粒子 #270/325)
- ff : 仕上用 ff (ダイヤ粒子 40-50μm)
- ff+ff : 仕上用 f でショートシャंक
- ff+ff+ff : 仕上用 ff でショートシャंक



ご注文例: A-13L ショート、A-13Lf、A-13Lff
A-13Lf ショートとご指定下さい




目盛り付きインレー形成用ダイヤモンドバー「マーク“Marked”」 Corners Rounded Taper Marked



○セラミックス製の補綴物のコーナーを
応力集中がしにくい形状に形成するこ
とが出来ます。



品 番	B-21LRE Marked	B-21RE Marked	B-22RE Marked	B-31029RE Marked	IN-RE Marked	B-32RE Marked	B-32MRE Marked
I S O	544/021	544/019	544/016	544/024	544/015	544/015	544/013
マーク	ダイヤ部先端から2mmの部分に0.5mm幅のマーク						
φ (mm)	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
D2(mm)	1.4	1.3	1.1	2.0	1.1	1.0	0.8
D1(mm)	2.1	1.9	1.6	2.4	1.5	1.5	1.3
α (°)	7.0	6.0	5.5	7.0	5.5	8.0	6.5
L (mm)	19.0	19.0	19.0	17.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	45	45	30	45	45	45
医 院 価 格 (円/本)	800	800	800	900	650	650	650



目盛り付きインレー形成用 ダイヤモンドバー「マーク“Marked”」

近年、CAD/CAM 冠やジルコニアインレーといった
審美性に優れた歯冠修復物への要望が多く、歯冠形成
およびインレー窩洞形成にはより精度の高い形成技術
が求められています。

従来から歯冠の軸面形成においては、ダイヤモンドバーの直径を目安として削除量を決定してきましたが、インレー等の内側性窩洞においては、見えにくい垂直方向の深さの基準をバーの長さの半分や 2/3 といった、甚だ曖昧な目安で形成が行われてきました。


そこでバーのダイヤ部に直接目盛を付けることで窩洞の垂直方向の深さを測りながら形成できるセラミックスインレー用ダイヤモンドバー「マーク」を開発しました。

「マーク」はバーの先端隅角を丸めたコーナズラウンデッドテーパーで、ダイヤ部先端から 2.0mm の部分に 0.5mm 幅の黒色目盛をレーザー印記しています。この黒色印記部を目安とすることで、インレー窩洞を 1.5 ～ 2.0mm の均一な深さで形成できます。また、インレー 2 級窩洞の隣接面ボックス形成の折にも、黒色目盛上部がバー先端から 2.5mm に位置することから、これを目安に直視できない部分の形成にも有効です。


さらに、軸面の丈が短い CAD/CAM 冠や金属冠などの維持形態が必要な症例にも、コーナズラウンデッドテーパー形態の「マーク」は効力を発揮します。2mm ～ 2.5mm の目盛を目安にすることによって、過不足なく精度の高いグルーブやホールを形成することができます。

植松歯科医院 植松厚夫先生





セーフ ラウンド エンド テーパー Safe Round End Taper




品 番	A-13Ra	A-11Ra
I S O	219/012	190/014
φ (mm)	8.5	11.0
先端形状	セーフエンド	
D 2(mm)	0.7	0.4
D 1(mm)	1.2	1.4
α (°)	3.5	4.0
L (mm)	22.0	23.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30
医 院 価 格 (円/本)	1,000	1,000

包装単位：5本入,10本入/ケース



サージカル Surgical




品 番	B-10XL	L-26	L-26-3	F-020607
I S O	173/017	199/017	199/011	001/023
φ (mm)	11.0	11.0	3.0	2.2
D 2(mm)	0.9	0.9	0.9	(球径)2.3
D 1(mm)	1.7	1.7	1.1	—
α (°)	4.0	4.5	4.5	—
L (mm)	26.0	26.0	26.0	25.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	16	16	16	16
医 院 価 格 (円/本)	1,200	1,000	1,000	1,800



包装単位：5本入,10本入/ケース

Occlusal Adjustment Bur




品 番	E-5ff	E-5fff	0.75ff	0.75fff
I S O	008	008	001/008	001/008
ダイヤ長(mm)	1.8	1.8	0.7	0.65
元 径(mm)	(最大径)0.8	(最大径)0.75	(球径) 0.8	(球径) 0.75
全 長(mm)	20.0	20.0	20.0	20.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	30	30
医 院 価 格 (円/本)	1,000	1,000	1,000	1,000

包装単位：4本セット（各形態1本入り） ¥4,000
各形態別に1箱5本入り ¥5,000

ポストカット ポスト除去用バー

《特 徴》

銀合金ポストの除去に適しています。
特に除去の際、周囲の歯質を削る原因
となるバーの滑りがありません。



品 番	Postcut22	Postcut24	Postcut26
I S O	207/011	207/011	207/011
ダイヤ長(mm)	2.5	2.5	2.5
最大径(mm)	1.1	1.1	1.1
全長(mm)	22.0	24.0	26.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30	*16
医 院 価 格 (円/本)	600	600	600


包装単位：5本入,10本入/ケース

*16：エアータービンでは使用出来ません。
FG増速コントラでご使用下さい。



エンド カッティング

End Cutting (ダイヤ粒子 仕上用fのみ)



Tissue Protective Type



品 番	ENDCUTTING 1.0	ENDCUTTING 1.2	ENDCUTTING 1.4	ENDCUTTING 1.0TP	ENDCUTTING 1.2TP	ENDCUTTING 1.4TP
I S O	150/010	150/012	150/014	150/010	150/012	150/014
D 1(mm)	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4
L (mm)	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	5	5	5	5	5	5
医 院 価 格 (円/本)	600	600	600	600	600	600

包装単位：5本入,10本入/ケース


超ミニヘッドタービン用 Z

Super Short(Z) スーパーショート
ショートシャフトより更に短いタイプです。




注意

通常のタービンヘッド、及びミニタービンヘッド
ではご使用になれません。
超ミニタービンヘッドでお使いください。
タービンメーカーにより最高回転数に関しての
指示がある場合には、その指示に従って下さい。




品 番	A-12Sz	A-13Lz	A-21z	A-21Sz	A-12z	A-20z	A-13z	A-14z	A-15z	A-22z
I S O	299/017	198/017	197/016	198/014	198/019	197/011	198/014	198/013	166/016	165/013
ダイヤ長(mm)	10.0	9.0	7.0	8.0	9.0	7.0	9.0	9.0	10.0	7.0
先 端 径(mm)	0.8	1.1	0.9	0.6	1.0	0.7	0.7	0.5	—	—
元 径(mm)	1.7	1.7	1.6	1.4	1.9	1.1	1.4	1.3	1.6	1.3
角 度(°)	5.0	4.0	6.5	6.0	6.0	3.5	5.0	5.5	6.5	7.0
全 長(mm)	18.5	17.5	16.0	16.5	18.0	16.5	18.5	18.0	18.5	16.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
医 院 価 格 (円/本)	700	700	600	600	700	600	700	700	700	600

包装単位: 5本入、10本入/ケース



品 番	B-11z	B-11Sz	B-20z	B-20Sz	B-21z	B-22z	B-21Sz	B-32z	B-32Mz	B-32Sz
I S O	172/019	172/018	171/016	171/012	170/019	170/016	170/017	170/015	170/013	170/011
ダイヤ長(mm)	8.5	8.5	7.0	7.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
先 端 径(mm)	1.1	0.9	0.8	0.6	1.4	1.2	1.3	1.0	0.8	0.7
元 径(mm)	1.9	1.8	1.6	1.2	1.9	1.6	1.7	1.5	1.3	1.1
角 度(°)	5.5	5.5	6.0	4.5	6.0	5.5	6.0	8.0	6.5	6.0
全 長(mm)	17.5	17.5	16.5	16.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
医 院 価 格 (円/本)	700	700	600	600	600	600	600	450	450	450



品 番	C-21z	C-22z	C-22Sz	C-20z	C-25z	C-30z	D-21z	D-20z	D-31z	D-31Sz
I S O	249/016	249/013	248/011	289/014	289/012	288/010	110/013	109/016	109/013	109/010
ダイヤ長(mm)	7.5	8.0	7.0	8.0	8.0	6.0	7.0	4.5	4.5	3.5
元 径(mm)	1.6	1.3	1.1	1.4	1.2	1.0	1.3	1.6	1.3	1.0
全 長(mm)	17.5	17.0	16.5	17.0	17.5	15.5	16.0	14.0	14.5	14.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
医 院 価 格 (円/本)	600	600	600	600	600	450	600	600	450	450



歯冠形成

除去
コンポジットレジン研磨

ロングジャンクランパ
MI 顕微鏡

歯内療法

HPスロート
CAコントラ

矯正

インプラント

CAD/CAM パーセット

研修会パーセット

超ミニヘッドタービン用 Z

Super Short(Z) スーパーショート
ショートシャंकより更に短いタイプです。




注意

通常のタービンヘッド、及びミニタービンヘッド
ではご使用になれません。
超ミニタービンヘッドでお使いください。
タービンメーカーにより最高回転数に関しての
指示がある場合には、その指示に従ってください。



品 番	E-35z	E-35Sz	E-31z	E-41z	E-331z	E-330z	F-40z	F-41z	F-42z	F-45z
I S O	019/012	019/009	012/011	011/009	237/011	237/008	001/018	001/015	001/010	002/011
ダイヤ長(mm)	3.5	2.5	1.1	0.8	1.7	1.7	1.6	1.1	0.8	2.0
先端径(mm)	1.2	0.9	1.1	0.9	1.1	0.8	(球径)1.8	(球径)1.5	(球径)1.0	(球径)1.1
元 径(mm)	0.9	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7	—	—	—	0.8
角 度(°)	10.0	10.0	17.5	17.0	7.0	3.5	—	—	—	9.5
全 長(mm)	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	15.5	14.5	14.0	14.0	15.5
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
医 院 価 格 (円/本)	450	450	450	350	450	450	350	350	350	350

包装単位: 5本入、10本入/ケース



品 番	H-41z	K-33z	K-32z	K-35ffz	K-36ffz	RA-13Lz	RB-20Lz	RD-31z	SA-13Lz	SB-21z
I S O	032/013	254/016	161/017	127/010	161/012	198/019	171/018	139/012	198/018	170/020
ダイヤ長(mm)	1.5	3.5	5.0	2.2	2.0	9.0	7.0	5.0	9.0	5.0
先端径(mm)	1.3	(最大径)1.6	—	—	—	1.3	1.2	—	1.3	1.5
元 径(mm)	1.3	1.1	1.7	1.0	1.2	1.9	1.8	1.2	1.8	2.0
角 度(°)	37.0	—	15.0	40.0	30.0	4.0	4.5	—	4.0	6.0
全 長(mm)	14.0	14.0	15.0	15.5	14.0	18.0	16.5	14.0	17.5	14.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
医 院 価 格 (円/本)	350	450	450	570	450	1,000	1,000	600	800	700

ハンドピースを使い分けていますか？

バーの種類によって、装着するハンドピースが違ってきます。

適切なハンドピースをお使いでしょうか？

安全で快適な診療のために是非ご確認下さい。

