


エンド用ダイヤモンドバー

エンド用ダイヤモンドバーは根管という狭小な部位の形成を行うために、通常のダイヤモンドバーとは使用方法が異なります。それぞれのエンド用ダイヤモンドバーの特性を活かして、より安全に、より適正に使用するためには「低速回転のエアタービン」、「増速FGコントラ」および「等速コントラ」を用い、適切な回転数で形成することが重要です。術式の詳細に関しては各研修会が開催されておりますので、参考にしてください。

M.H.アクセスバー (CA)



MHアクセスバーNo.1 による根管上部形成前

MHアクセスバーNo.1 による根管上部形成後

写真提供：林歯科医院 林 正規 先生

臼歯部用

前歯部用



品 番	MHアクセス No.1	MHアクセス No.2	MHアクセス No.3	MHアクセス No.1L	MHアクセス No.2L	MHアクセス No.3L
粒 度	Fine	Fine	Fine	Fine	Fine	Fine
I S O	010	012	014	010	012	014
ダイヤモンド長(mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
先端形状	セーフエンド			セーフエンド		
先端径(mm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
最大径(mm)	1.0	1.2	1.4	1.0	1.2	1.4
全 長(mm)	26.5	26.5	26.5	31.5	31.5	31.5
最高回転数 (min ⁻¹)	等速コントラで 2,000 回転			等速コントラで 2,000 回転		
医 院 価 格 (円/本)	2,000	2,000	2,000	2,200	2,200	2,200

包装単位：臼歯部用セット(No.1、No.2、No.3 各形態 1 本入り) ¥6,000
 前歯部用セット(No.1L、No.2L、No.3L 各形態 1 本入り) ¥6,600
 各形態別に 1 箱 3 本入り:No.1、No.2、No.3 各¥6,000
 No.1L、No.2L、No.3L各¥6,600




《特 徴》

- コントラハンドピース用なので、低速回転域で安全に作業を行うことができます。
- ダイヤモンド部のリバースカーブ形態により、根管口部のステップ形成を防ぎます。
- 最小限の歯質切削で、狭窄した髄角部を除去できます。

髄腔開拓用にはA-13L(P6)をご利用下さい

F.Gコントラ専用

New M.H.アクセスバー(F.G.)




品 番	10L
粒 度	Medium
I S O	012
ダイヤモンド長(mm)	9.5
先端 径 状	セーフエンド
先端 径(mm)	0.2
最大 径(mm)	1.2
全 長(mm)	29.5
最高回転数 (min ⁻¹)	10,000
医 院 価 格 (円/本)	1,800

根管上部形成用(FG)ダイヤモンドバーです。
MHアクセスバー(CA)のNo.1とNo.2を組み合わせた形状で、5倍速コントラを用いて10,000回転以下で使用します。
ゲイツドリルNo.1で開けた根管を誘導路として、New MHアクセスバー10Lで根管上部形成をおこないます。

包装単位：3本入り ¥5,400

O.C.M. 4本セット




品 番	OCM 1	OCM 2	OCM 3	OCM 4
粒 度	Medium	Fine	Fine	Fine
I S O	198/017	016	009	009
ダイヤモンド長(mm)	9.0	11.0	10.5	10.5
先端 径 状	—	セーフエンド		
先端 径(mm)	1.1	0.2	0.2	0.2
最大 径(mm)	(元径)1.7	1.6	0.9	0.9
角 度(°)	4.0	—	—	—
全 長(mm)	21.0	24.0	27.5	30.5
最高回転数 (min ⁻¹)	低速用エアタービンで 30,000 回転			
医 院 価 格 (円/本)	700	1,800	セット販売のみ	

包装単位：4本セット(4形態 各1本入り) ¥8,000

New Endo Dia


発売元：日比野歯科器材



品 番	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7
粒 度	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
I S O	018	015	017	015	017	012	017
ダイヤモンド長(mm)	11.5	11.5	9.5	8.0	11.0	10.0	13.5
先端 径 状	セーフエンド						
先端 径(mm)	1.4	1.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
元 径(mm)	1.8	1.5	(最大径)1.7	(最大径)1.5	(最大径)1.7	(最大径)1.2	1.7
角 度(°)	1.0	1.0	—	—	—	—	5.0
全 長(mm)	25.0	25.0	22.0	21.0	24.0	23.0	27.0
最高回転数 (min ⁻¹)	低速用エアタービンで 40,000 回転						
医 院 価 格 (円/本)	2,500	2,500	2,500	2,000	2,500	2,000	2,500

包装単位：7本セット(7形態No.1～No.7 各1本入り) ¥16,500
各形態別に1箱5本入り No.1、No.2、No.3、No.5、No.7：各¥12,500 No.4、No.6：各¥10,000

M1,M2,TM



品 番	M 1	M 2	T M
粒 度	Fine	Medium	Fine
I S O	016	017	016
ダイヤモンド長(mm)	11.0	9.5	15.0
先端 径 状	セーフエンド		
先端 径(mm)	0.2	0.1	0.5
最大 径(mm)	1.6	1.7	(元径)1.6
角 度(°)	—	—	3.5
全 長(mm)	24.0	22.0	32.0
最高回転数 (min ⁻¹)	低速用エアタービンで 30,000 回転		
医 院 価 格 (円/本)	1,800	1,800	2,000

包装単位：各形態別に1箱5本入り
M1、M2：各¥9,000 TM：¥10,000




製品のお問い合わせ・ご注文

日比野歯科器材 東京都北区中里1-19-8-403 TEL 03-3828-7193 FAX 03-3823-8667

T.K.ロングバー

発売元：株式会社 ヨシダ

発売元：CRMD事務局



品 番	No.1 (L=27)	No.2 (L=28)	No.3 (L=29)	No.4 (AL=29Ra)	No.5 (CL=29Ra)	No.6 (L=32)	No.7 (L=37)
粒 度	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
I S O	200/015	200/015	200/015	015	013	017	017
ダイヤ長(mm)	12.0	12.0	12.0	15.0	14.0	18.0	18.0
先端形状	—	—	—	セーフエンド			
先端径(mm)	0.8	0.8	0.8	0.4	0.15	0.4	0.4
元 径(mm)	1.5	1.5	1.5	1.5	(最大径)1.3	1.7	1.7
角 度(°)	3.5	3.5	3.5	3.5	—	3.5	3.5
全 長(mm)	27.0	28.0	29.0	29.0	29.0	32.0	37.0
最高回転数 (min ⁻¹)	根管形成：増速FGコントラで10,000回転 支台歯形成：増速FGコントラで80,000回転 埋伏智歯切断			根管形成：増速FGコントラで10,000回転			
医院価格 (円/ケース)	*8,400	*8,400	*9,200	*9,800	*9,800	*10,800	*11,500

AL=29	CL=29
Medium	Medium
201/015	243/013
15.0	14.0
—	—
0.7	0.4
1.5	(最大径)1.3
3.5	—
29.0	29.0
増速FGコントラで15,000回転	
2,750	2,900

各形態別に1箱3本入り
AL=29: ¥8,250
CL=29: ¥8,700

*T.K. ロングバーの価格表示はケース(3本入)価格です。

包装単位：7本セット(7形態No.1～No.7 各1本入り)

¥19,500



製品のお問い合わせ・ご注文

株式会社 ヨシダ

東京都台東区上野7-6-9

TEL 03-3845-2931



製品のお問い合わせ・ご注文

CRMD事務局


東京都中央区京橋2-6-11

MY京橋ビル3F

TEL 03-3561-6387

New T.K.ロングバー

発売元：カボデンタルシステムズジャパン株式会社



品 番	CL2914	L2915	L3218	L3720	L4025
粒 度	Extra fine	Extra fine	Extra fine	Extra fine	Extra fine
I S O	013	014	015	017	020
目盛位置(mm)	—	10	15	18	20
ダイヤ長(mm)	14.0	15.0	18.0	20.0	25.0
先端形状	セーフエンド				
先端径(mm)	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4
元 径(mm)	(最大径)1.3	1.4	1.5	1.7	2.0
角 度(°)	—	3.5	3.5	3.5	3.5
全 長(mm)	29.0	29.0	32.0	37.0	40.0
最高回転数 (min ⁻¹)	増速FGコントラで6,000回転				
医院価格 (円/本)	3,500	3,500	3,700	4,100	5,000

包装単位：5本セット(5形態 各1本入り) ¥19,800

各形態別に1箱2本入り L2915 CL2914: 各¥7,000

L3218: ¥7,400 L3720: ¥8,200

L4025: ¥10,000

研修：CRMD事務局

東京都中央区京橋2-6-11 MY京橋ビル3F

TEL 03-3561-6387 FAX 03-3535-6846



製品のお問い合わせ・ご注文

カボデンタルシステムズジャパン株式会社

東京都品川区北品川4-7-35

御殿山トラストタワー15F

TEL 03-6866-7480

J.H.エンドバー

J.H.アクセスオープンバー

発売元：カボデンタルシステムズジャパン株式会社

※はオート
クレープ不可

品番	JHS27.5	JHL30.5	JHL35	JHXL	JHS-ULTRA	JHL-ULTRA	品番	JH01	JH01F	JH02	JH02F
粒度	Fine	Fine	Fine	Fine	Fine	Fine	粒度	Fine	Extra fine	Fine	Extra fine
I S O	009	009	009	009	008	008	I S O	012	013	012	013
ダイヤ長(mm)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	ダイヤ長(mm)	11.5	11.5	10.5	10.5
先端形状	セーフエンド						先端形状	セーフエンド			
先端径(mm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	先端径(mm)	0.1	0.1	0.1	0.1
最大径(mm)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.75	0.75	最大径(mm)	1.2	1.3	1.2	1.3
全長(mm)	27.5	30.5	35.0	35.0	27.5	30.5	全長(mm)	25.5	25.5	23.5	23.5
最高回転数 (min ⁻¹)	低速で使用可能なエアタービンで100,000回転。駆動圧(39kPa)						最高回転数 (min ⁻¹)	増速 F G コントラで 70,000 回転			
医院価格 (円/本)	3,950	3,950	4,350	6,900	4,150	4,150	医院価格 (円/本)	3,950	3,950	3,950	3,950

包装単位：Bセット(4形態 JHS27.5、JHL30.5、JHL35、JHXL 各1本入り) ¥18,000 包装単位：JH01セット(JH01、JH01F各1本入り)
各形態別に1箱2本入り Cセット(JHS27.5) Dセット(JHL30.5) 各¥7,900 JH02セット(JH02、JH02F各1本入り) 各¥7,900
Eセット(JHL35) ¥8,700 Fセット(JHXL) ¥13,800 単品セット(各形態2本入り) 各¥7,900
JHS-ULTRA、JHL-ULTRA 各¥8,300

※オートクレープの使用を避け、グルタール製剤等で薬液消毒を行って下さい。
消毒後はすすぎを充分に行い、薬液はメーカーの取り扱い説明書に従ってご使用下さい。

J.H.オリフィスバー (CA)

発売元：カボデンタルシステムズジャパン株式会社

品番	JH初フィス1	JH初フィス2	JH初フィス3	JH初フィス4	JH初フィス5	JH初フィス6	JH初フィス7	JH初フィス8	JH初フィス9	JH初フィス10
粒度	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
I S O	013	015	012	015	021	026	033	021	026	030
ダイヤ長(mm)	10.0	13.0	9.0	9.0	14.0	13.0	8.0	12.0	10.0	5.2
先端形状	—	—	セーフエンド						—	—
先端径(mm)	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.9
元径(mm)	1.3	1.5	(最大径)1.2	(最大径)1.5	2.1	2.6	3.3	2.1	2.6	3.0
角度(°)	3.5	3.5	—	—	7.0	9.5	20.0	—	—	—
全長(mm)	27.0	31.0	29.0	29.0	29.0	29.0	25.0	27.0	29.0	24.0
最高回転数 (min ⁻¹)	等速コントラで 2,000 回転									
医院価格 (円/本)	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300

包装単位：各形態別に1箱1本入り No.1～No.10 各¥3,300


? 製品のお問い合わせ・ご注文

カボデンタルシステムズジャパン株式会社 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー15F TEL 03-6866-7480

H.S.エンドバー


K.F.エンドバー

発売元:株式会社 ウエハラ



品 番	HSL=29	HSL=35
粒 度	Fine	Fine
I S O	010	010
ダイヤ長(mm)	15.0	15.0
先 端 形 状	セーフエンド	
先 端 径(mm)	0.4	0.4
元 径(mm)	1.0	1.0
角 度(°)	3.5	3.5
全 長(mm)	29.0	35.0
最高回転数 (min ⁻¹)	増速 F G コントラで 90,000 回転	
医 院 価 格 (円/本)	2,900	3,200

包装単位: 各形態別に 1 箱 3 本入り
HSL=29 ¥8,700
HSL=35 ¥9,600



品 番	F-1	F-1ff	F-2S	F-2L	F-3S	F-3L
I S O	011	011	013	013	010	010
目盛位置(mm)	—	—	18	18 20	18	18 20
ダイヤ長(mm)	12.0	12.0	16.0	16.0	10.0	10.0
先 端 形 状	セーフエンド					
先 端 径(mm)	0.15	0.15	0.25	0.25	0.4	0.4
元 径(mm)	1.1	1.0	1.3	1.3	1.0	1.0
角 度(°)	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.5
全 長(mm)	26.0	26.0	30.0	35.0	30.0	35.0
最高回転数 (min ⁻¹)	増速 F G コントラで 40,000 回転					
医 院 価 格 (円/本)	2,300	2,300	3,600	3,900	3,600	3,900


包装単位: 6 本セット(各形態 1 本入り) ¥19,600
各形態別に 1 箱 2 本入り: F-1、F-1ff 各 ¥4,600
F-2S、F-3S 各 ¥7,200
F-2L、F-3L 各 ¥7,800

製品のお問い合わせ・ご注文

株式会社 ウエハラ 東京都世田谷区玉川台 1-2-6-103 TEL 03-5491-2430 FAX 03-5491-2431


E.D.B.-H.エンドバー

根管上部の異物除去用バー (感染歯質・金属・レジン)



品 番	EDBH-No.1	EDBH-No.2	EDBH-No.3	EDBH-No.4
粒 度	Fine	Fine	Fine	Fine
I S O	017	020	022	016
ダイヤ長(mm)	16.0	16.0	16.0	11.0
先 端 形 状	セーフエンド			
先 端 径(mm)	0.2	0.2	0.4	0.2
元 径(mm)	1.7	2.0	2.2	(最大径)1.6
角 度(°)	4.5	6.0	6.0	—
全 長(mm)	29.0	29.0	29.0	24.0
最高回転数 (min ⁻¹)	増速 F G コントラで 90,000 回転			
医 院 価 格 (円/本)	1,800	1,800	1,800	1,800

包装単位: 4 本セット(各形態 1 本入り) ¥7,200
各形態別に 1 箱 5 本入り 各 ¥9,000




品 番	30513f-010	30513f-012
粒 度	Fine	Fine
I S O	259/010	259/012
ダイヤ長(mm)	1.6	2.1
最 大 径(mm)	1.0	1.2
全 長(mm)	31.5	31.5
最高回転数 (min ⁻¹)	F G コントラで 10,000 回転	
医 院 価 格 (円/本)	1,800	1,800

包装単位: 4 本セット(各形態 2 本入り) ¥7,200
各形態別に 1 箱 3 本入り 各 ¥5,400

E.D.山田バー アクセスオープナー

E.D.山田バー

発売元：株式会社 ウエハラ




品 番	KU-1	KU-2	KU-3
粒 度	Extra fine	Extra fine	Extra fine
I S O	011	011	009
ダイヤ長(mm)	8.0	10.0	10.0
先端形状	セーフエンド		
先端径(mm)	0.14	0.12	0.3
元 径(mm)	1.1	1.1	0.93
角 度(°)	3.0	2.5	1.5
全 長(mm)	21.0	23.0	23.0
最高回転数 (min ⁻¹)	低速用エアータービンで 20,000回転		
医 院 価 格 (円/本)	2,400	2,400	2,400

包装単位：各形態別に 1 箱 3 本入り ¥7,200

研修：C.E.R.I. 研修会
I.D.R.Culb

京都府京都市中京区西ノ京南上合町 2 8
ヴェルデ春日 1 F かおり歯科医院内
TEL 075-822-5171 FAX 075-822-5171



品 番	Y-1	YF-1	Y-2	YF-2	CV-2
粒 度	Fine	Extra fine	Fine	Extra fine	Extra fine
I S O	013	012	013	012	011
目盛位置(mm)	11-18	11-18	11-18 20-22	11-18 20-22	—
ダイヤ長(mm)	16.0	16.0	16.0	16.0	10.0
先端形状	セーフエンド				
先端径(mm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
元 径(mm)	1.3	1.25	1.3	1.25	(最大径)1.1
角 度(°)	3.0	3.0	3.0	3.0	—
全 長(mm)	29.0	29.0	35.0	35.0	26.0
最高回転数 (min ⁻¹)	低速用エアータービンで 20,000 回転				
医 院 価 格 (円/本)	3,000	3,000	3,300	3,300	1,900

包装単位：8 本セット(KU-1、KU-2、KU-3、Y-1、YF-1、Y-2、YF-2、CV-2
各 1 本入り) ¥21,700

5 本セット(Y-1、YF-1、Y-2、YF-2、CV-2 各 1 本入り) ¥14,500

各形態別に 1 箱 3 本入り Y-1、YF-1 各 ¥9,000

Y-2、YF-2 各 ¥9,900

CV-2 ¥5,700

Y-1CA(φ=11) ¥11,250

Y-1CA (φ=11)
Fine
010
—
11.0
セーフエンド
0.3
1.0
3.0
29.0
等速コントラで 2,000回転
3,750

歯冠形成

除去
コンポジットレジン研磨

ロングジャンクランパ
MI 顕微鏡

歯内療法

HPスルー
CAコントロール

矯正


インプラント

CAD/CAM パーセット

研修会パーセット

S.E.C.

発売元：歯科システム研究所



品 番	CO-01	CO-02
粒 度	Coarse	Fine
I S O	010	012
ダイヤ長(mm)	3.5	9.5
先端形状	—	セーフエンド
先端径(mm)	1.0	0.7
元 径(mm)	—	1.2
角 度(°)	—	3.0
全 長(mm)	23.0	24.0
最高回転数 (10,000min ⁻¹)	30	30
医 院 価 格 (円/本)	1,500	1,600


包装単位：各形態別に 1 箱 6 本入り

CO-01 ¥9,000

CO-02 ¥9,600

AIオリフィスバー

発売元：株式会社 ベルデンタサプライ



品 番	YA-1	YA-2	YA-3
粒 度	Fine	Fine	Fine
I S O	012	017	022
ダイヤ長(mm)	3.0	3.0	3.0
先端形状	セーフエンド		
先端径(mm)	0.2	0.2	0.2
元 径(mm)	1.2	1.7	2.2
角 度(°)	15.0	25.0	33.0
全 長(mm)	26.0	26.0	26.0
最高回転数 (min ⁻¹)	30,000		
医 院 価 格 (円/本)	2,500	2,500	2,500

包装単位：セット (YA-1、YA-2、YA-3 各形態 1 本入り) ¥7,500

単品 YA-1 3 本入り ¥7,500

26