


# 研修会用ダイヤモンドバー

## JIADSバー

発売元: JIADS事務局

### 形成用バー (14本セット)




品番	JIADSN <sub>o</sub> 1	JIADSN <sub>o</sub> 1ff	JIADSN <sub>o</sub> 1fff	JIADSN <sub>o</sub> 2	JIADSN <sub>o</sub> 2ff	JIADSN <sub>o</sub> 2fff	JIADSN <sub>o</sub> 3	JIADSN <sub>o</sub> 3ff	JIADSN <sub>o</sub> 3fff	JIADSN <sub>o</sub> 5	JIADSN <sub>o</sub> 5ff	JIADSN <sub>o</sub> 5fff
ISO	546/019	546/019	546/019	546/016	546/016	546/016	545/016	545/017	545/017	198/016	198/015	198/015
ダイヤ長(mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0
先端径(mm)	1.3	1.3	1.3	1.0	0.95	0.95	1.2	1.25	1.25	1.0	0.9	0.9
元径(mm)	1.9	1.9	1.9	1.6	1.55	1.55	1.6	1.65	1.65	1.6	1.5	1.5
角度(°)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5
全長(mm)	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	700	700	700	700	700	600	600	600

ラウンデッドショルダー形態修正用




### オプション




品番	JIADSN <sub>o</sub> 6	JIADSN <sub>o</sub> 7
ISO	197/012	243/017
ダイヤ長(mm)	7.0	4.5
先端径(mm)	0.65	(最大径)1.7
元径(mm)	1.2	1.2
角度(°)	4.5	—
全長(mm)	20.0	19.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	45
医院価格 (円/本)	600	700

包装単位: 14本セット(各形態1本入り) ¥9,400  
各形態別に5本入り、10本入り



品番	JIADSN <sub>o</sub> 4ff	JIADSN <sub>o</sub> 4fff
ISO	198/019	198/019
ダイヤ長(mm)	8.5	8.5
先端径(mm)	1.1	1.1
元径(mm)	1.85	1.85
角度(°)	5.5	5.5
全長(mm)	20.5	20.5
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30
医院価格 (円/本)	700	700


包装単位: 各形態別に5本入り  
仕上用 No.1f、No.2f、No.3f、No.4f、No.5f  
があります。



品番	JIADSN <sub>o</sub> 1MMfff	JIADSN <sub>o</sub> 2MMfff	JIADSN <sub>o</sub> 3MMfff
ISO	150/006	150/004	150/005
先端径(mm)	0.6	0.4	0.5
全長(mm)	22.5	22.5	20.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	5	5	5
医院価格 (円/本)	800	800	800

包装単位: 各形態別に5本入り

### 歯周外科用バー



品番	SF-016XL	SF-023XL	品番	Endcutting 1.2XL
ISO	001/016	001/023	ISO	150/012
ダイヤ長(mm)	1.3	2.0	先端径(mm)	1.2
球径(mm)	1.6	2.3	全長(mm)	26.0
全長(mm)	25.0	25.0	最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	16
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	16	16	医院価格 (円/本)	1,000
医院価格 (円/本)	1,000	1,000		

包装単位: 各形態別5本入り

#### fffタイプ形成時の注意

fffタイプは歯牙の最終形成に用いる仕上げ研磨用バーです。  
金属部分の形成には使用しないで下さい。  
金属部分の形成に用いますと、ダイヤモンド粒子上に金属が付着  
してしまい、発熱、ダイヤモンド粒子の脱落を起こします。

#### ? 製品のお問い合わせ・ご注文

JIADS東京事務局  
東京都中央区銀座6-9-8  
銀座UKビル6F  
TEL03-3572-5080 FAX03-3569-0217


マイクロ  
モーター  
5倍速用

## New プレップ T.K.バー ”ステルス”

発売元：カポデンタルシステムズジャパン株式会社


## プレップ T.K.バー

発売元：C R M D 事務局



品番	ステルス1	ステルス2	ステルス2ff	ステルス3	ステルス3ff
I S O	210/013	210/018	210/018	211/018	211/018
ダイヤ長(mm)	8.0	8.0	8.0	10.5	10.5
先端径(mm)	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9
元径(mm)	1.3	1.8	1.8	1.8	1.8
角度(°)	3.5	6.0	6.0	5.5	5.5
全長(mm)	21.0	21.0	21.0	23.5	23.5
最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	マイクロモーター+増速FGコントラで100,000回転				
医院価格 (円/本)	950	950	950	950	950

包装単位：5本セット（各形態1本入り）¥4,750  
各形態別に5本入り



品番	A-10 (Yellow)	A-12 (Yellow)	A-20 (White)	B-32 (Red)	K-35ff (Blue)	K-35Lff (Blue)
I S O	200/019	198/019	197/011	170/015	127/010	127/010
ダイヤ長(mm)	11.5	9.0	7.0	4.0	2.2	2.2
先端径(mm)	0.9	1.0	0.7	1.0	—	—
元径(mm)	1.9	1.9	1.1	1.5	1.0	1.0
角度(°)	5.0	6.0	3.5	8.0	40.0	40.0
全長(mm)	23.5	21.0	20.5	19.0	22.0	24.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	45	30	30
医院価格 (円/本)	1,400	1,300	1,200	1,100	1,200	1,300

包装単位：6本セット（各形態1本入り）¥7,500  
各形態別に10本入り

研修：C R M D 事務局  
東京都中央区京橋2-6-11 MY京橋ビル3F  
TEL 03-3561-6387 FAX 03-3535-6846



### 製品のお問い合わせ・ご注文


カポデンタルシステムズジャパン株式会社  
東京都品川区北品川4-7-35  
御殿山トラストタワー15F  
TEL 03-6866-7480



### 製品のお問い合わせ・ご注文

C R M D 事務局  
東京都中央区京橋2-6-11  
MY京橋ビル3F  
TEL 03-3561-6387 FAX 03-3535-6846

## GO会




品番	GO-1	GO-1f	GO-2	GO-2f	GO-3	GO-3f	GO-4f	GO-5f	GO-6f	GO-7f	GO-8f	GO-9f
I S O	199/017	199/017	198/017	198/017	197/017	197/017	198/020	198/020	197/015	199/018	546/018	001/012
ダイヤ長(mm)	10.0	10.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0	8.0	7.0	10.0	10.0	1.0
先端径(mm)	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.45	1.35	1.1	1.1	1.1	(球径)1.2
元径(mm)	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0	1.5	1.75	1.75	—
角度(°)	4.0	4.0	4.5	4.5	7.0	7.0	4.5	4.5	3.5	4.0	4.0	—
全長(mm)	22.0	22.0	20.0	20.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	22.0	22.0	23.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	600	600	700	700	700	700	700	950

包装単位：アソート9本セット(GO-1f~GO-9f各1本入り)：¥6,450  
各形態別に1箱5本入り

## 藤本研修会バーセット


藤本研修会バーセットは、ショートシャंक仕様です。  
※印の製品にはノーマルシャंक仕様があります。  
ご用意の際にご指定下さい。



品番	F09	F09 f	F53	F53 f	F54	F54 f	W1	W1F
ISO	171/017	171/017	197/015	197/015	196/016	196/017	068/040	068/039
ダイヤモンド長(mm)	8.0	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5	1.3	1.2
先端径(mm)	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	(径)4.0	(径)3.9
元径(mm)	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.7	—	—
角度(°)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	—	—
全長(mm)	19.0	19.0	18.5	18.5	18.5	18.5	15.3	15.3
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	16	16
医院価格 (円/本)	850	850	850	850	850	850	700	700

包装単位：8本セット（各形態別1本入り、カーバイトバー3本、スチールバー2本を除く）¥6,500  
各形態別1箱5本入り、10本入り

## ACセット



品番	AC1	AC1f	AC2f
ISO	198/018	198/018	277/025
ダイヤモンド長(mm)	8.0	8.0	4.5
先端径(mm)	1.3	1.3	(最大径)2.45
元径(mm)	1.8	1.8	1.4
角度(°)	3.5	3.5	—
全長(mm)	19.0	19.0	20.5
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30
医院価格 (円/本)	850	850	850

包装単位：3本セット（各形態別1本入り）¥2,550  
各形態別1箱5本入り、10本入り


## LVセット



品番	LV1	LV2	LV3
ISO	198/015	198/018	198/020
ダイヤモンド長(mm)	9.0	9.0	9.0
先端径(mm)	1.0	1.3	1.5
元径(mm)	1.45	1.75	1.95
角度(°)	3.0	3.0	3.0
全長(mm)	22.0	22.0	22.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30
医院価格 (円/本)	850	850	850

包装単位：3本セット（各形態別1本入り）¥2,550  
各形態別1箱5本入り、10本入り

## 歯周外科用



品番	SD023XL	SD018	SD024fff	SD012XL
ISO	001/023	277/018	001/024	150/012
ダイヤモンド長(mm)	2.0	3.4	2.0	6.0
先端径(mm)	(球径)2.3	(最大径)1.8	(球径)2.4	1.2
元径(mm)	1.3	1.3	—	—
全長(mm)	25.0	19.0	20.0	25.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	16	30	30	16
医院価格 (円/本)	850	850	850	850

包装単位：各形態別1箱5本入り

従来からご愛用頂いておりますYタイプ、Cタイプの製品は単品として販売しております。

Y 2, Y 2 F, Y 5, Y 5 F, Y 6, Y 6 F  
各形態別に1箱 5本入り：¥4,250  
10本入り：¥8,500

C 0 9, C 0 9 F, C 5 3, C 5 3 F, C 5 4, C 5 4 F  
各形態別に1箱 5本入り：¥4,000  
10本入り：¥8,000

お問い合わせ先

研修：藤本研修会  
神奈川県横浜市中区山下町70番地  
土居ビル7F  
TEL 045-664-0135 FAX 045-664-0136


# SUCOバー

## セット1 (15本組)



品番	1	2 ff	3	3 ff	4	5	6	7	7 ff	7X	7X ff
ISO	298/019	298/019	299/018	299/018	277/025	298/016	298/013	198/022	198/022	198/020	198/019
ダイヤモンド長(mm)	8.0	8.0	6.0	6.0	4.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
先端径(mm)	1.25	1.25	1.3	1.3	(最大径)2.45	1.1	0.75	1.5	1.5	1.3	1.25
元径(mm)	1.9	1.9	1.8	1.8	1.4	1.6	1.3	2.15	2.15	1.95	1.9
角度(°)	5.0	5.0	5.0	5.0	—	4.0	4.0	5.0	5.0	4.5	4.5
全長(mm)	22.0	22.0	17.0	17.0	20.5	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

※ ※ ※ ※ ※




品番	8	9	10 ff	11
ISO	299/018	210/019	210/019	237/021
ダイヤモンド長(mm)	10.0	8.0	8.0	5.0
先端径(mm)	1.3	1.4	1.4	2.1
元径(mm)	1.75	1.9	1.9	1.6
角度(°)	3.0	4.0	4.0	6.0
全長(mm)	24.0	22.0	22.0	19.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200



※印はオールセラミックス用です。

## アクセントエイテッド・シャンフアー Accentuated Chamfer




品番	7L	7L ff	7XL	7XL ff	7XXL	7XXL ff	7XX	7XX ff	7XS	7XS ff
ISO	199/025	199/024	199/022	199/021	199/020	199/019	198/018	198/018	197/019	197/018
ダイヤモンド長(mm)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	9.0	9.0	6.5	6.5
先端径(mm)	1.5	1.45	1.3	1.25	1.1	1.05	1.1	1.05	1.2	1.15
元径(mm)	2.45	2.4	2.15	2.1	1.95	1.9	1.8	1.75	1.85	1.8
角度(°)	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0
全長(mm)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	22.0	22.0	18.5	18.5
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

# SJCD エステティックライン

Esthetic line

## ラミネート ベニア形成用




品番	5R	5R ff	SV3	SV5	SV9
I S O	198/016	198/016	041/028	041/032	041/040
ダイヤモンド長(mm)	8.0	8.0	0.7	0.7	0.7
先端径(mm)	1.0	1.0	2.8	3.2	4.0
形成溝深さ(mm)	—	—	0.3	0.5	0.9
元径(mm)	1.55	1.55	—	—	—
角度(°)	4.0	4.0	—	—	—
全長(mm)	22.0	22.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	16	16
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

お問い合わせ先


研修：SJCD事務局  
東京都渋谷区渋谷2-1-12-4F  
TEL 03-3400-5133 FAX 03-3400-0635  
<http://www.tokyo-sjcd.com>

## ポーセレン インレー・オンレー形成用



品番	SP1	SP1 ff	SP2	SP2 ff
I S O	544/021	544/021	544/019	544/019
ダイヤモンド長(mm)	5.0	5.0	5.0	5.0
先端径(mm)	1.4	1.4	1.3	1.3
元径(mm)	2.1	2.1	1.9	1.9
角度(°)	7.0	7.0	6.0	6.0
全長(mm)	19.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	1,200

## コンポジット形態修正用



品番	SC1 ff	SC1 ffff
I S O	243/018	243/018
ダイヤモンド長(mm)	4.5	4.5
最大径(mm)	1.8	1.75
元径(mm)	1.3	1.25
角度(°)	—	—
全長(mm)	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200

### SJCDバー 包装単位

セット1 (15本組) セット価格 ¥18,000  
(No.1,2 ff,3,3 ff,4,5,6,7,7 ff,7X,7X ff,8,9,10 ff,11)

セット3 (12本組) セット価格 ¥14,400  
(No.1,3,4,6,10 ff,11,7XL,7XXL,7,7X,7XX,7XS)

セット3 (オプション9本組) セット価格 ¥10,800  
(No.3 ff,7L,7L ff,7XXL ff,7XL ff,7 ff,7X ff,7XX ff,7XS ff)

10本組 (No.1, 2 ff, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ff) セット価格 ¥12,000

Dr.本多アクセントエイトドシャンファーセット(17本組) セット価格 ¥20,400  
(No.4,6,7,7 ff,7X,7X ff,7L,7L ff,7XL,7XL ff,7XXL,7XXL ff,7XX,7XX ff,7XS,7XS ff,11)

各形態別に5本入り、10本入り(10本以上でご注文ください)

プロセラ用セット (6本組)

(No.4, 7, 7 ff, 7X, 7X ff, 11) セット価格 ¥7,200

エステティックラインセット (11本組) セット価格 ¥13,200  
(No.5R,5R ff SV3,5,9,SP1,1 ff,2,2 ff,SC1 ff,1 ffff)

ラミネートベニア形成用 (5本組) セット価格 ¥6,000  
(No.5R,5R ff SV3,SV5,SV9)

ポーセレンインレー・オンレー形成用 (4本組) セット価格 ¥4,800  
(SP1,SP1 ff,SP2,SP2 ff)

コンポジット形態修正用 (4本組) セット価格 ¥4,800  
(SC1 ff,SC1 ffff各2本)

専用バースタンド ¥800

(各セットにバースタンドは含まれていません。別途お求め下さい。)

# D.H.A.バーセット

歯冠形成

除去  
コンポジットレジン研磨

ロングシャククラウンド  
MI 顕微鏡

歯内療法

HPストレーター  
CAコントラ

矯正

インプラント

CAD/CAM バーセット

研修会バーセット



品番	白色1本線 10G Fine	白色2本線 10G Medium	黄色1本線 5RG Fine	黄色2本線 5RG Medium	赤色1本線 L0 Fine	赤色2本線 L0 Medium	DHA-22
粒度	Fine	Medium	Fine	Medium	Fine	Medium	Extra fine
ISO	109/012	109/012	199/017	199/017	199/014	199/014	165/013
ダイヤ長(mm)	5.3	5.3	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0
先端径(mm)	—	—	0.9	0.9	0.7	0.7	—
元径(mm)	1.2	1.2	1.7	1.7	1.4	1.4	1.3
角度(°)	—	—	4.5	4.5	3.5	3.5	7.0
全長(mm)	20.5	20.5	22.5	22.5	23.0	23.0	20.5
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	750	750	750	750	750	750	600

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

お問い合わせ先

研修：デンタル・ヘルス・アソシエート  
(DENTAL HEALTH ASSOCIATES)  
相田化学工業株式会社 内  
東京都千代田区四番町8-1  
東郷パークビル4F  
TEL 03-6893-2331 FAX 03-6893-2370




品番	桃色1本線 No.8	橙色1本線 5RGS Fine	橙色2本線 5RGS Medium	橙色1本線 ショート 5RGSS Fine	橙色2本線 ショート 5RGSS Medium	IN	IN ショート	4L	ENDCUTTING 1.0
粒度	Fine	Fine	Medium	Fine	Medium	Medium	Medium	Medium	Fine
ISO	243/025	197/016	197/016	197/016	197/016	170/015	170/015	171/012	150/010
ダイヤ長(mm)	4.8	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	7.0	—
先端径(mm)	(最大径)2.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	0.6	1.0
元径(mm)	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.2	—
角度(°)	—	6.0	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	4.5	—
全長(mm)	19.0	20.0	20.0	18.0	18.0	19.0	15.0	20.0	21.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	45	45	45	45	45	45	30	5
医院価格 (円/本)	750	750	750	750	750	450	450	600	600

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

包装単位：16本セット（各形態1本入り）¥10,950  
各形態別に1箱5本入り、10本入り

## 関連商品




品番	緑色1本線 32G Fine	緑色2本線 32G Medium	青色1本線 L1 Fine	B-10LL R
粒度	Fine	Medium	Fine	Medium
ISO	249/013	249/013	166/016	199/018
ダイヤ長(mm)	8.6	8.6	10.0	10.0
先端径(mm)	0.6	0.6	0.4	1.3
元径(mm)	1.3	1.3	1.6	1.8
角度(°)	—	—	7.0	3.0
全長(mm)	22.5	22.5	22.5	23.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	750	750	750	700

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤

包装単位：5本入、10本入/ケース

《ショートシャク・仕上用f・仕上用ff 仕様が有ります。》

枠下の表示をご確認ください。



- ⑤ : ショートシャク
- ⑤ : 仕上用f (ダイヤ粒子#270/325)
- ⑤ : 仕上用ff (ダイヤ粒子40-50um)

ご注文例：INショート、INf、INff  
INfショートとご指定下さい

## n m g tooth prep. burs 2015 (14本組)



品番	nmg-1C	nmg-2f	nmg-4	nmg-5C	nmg-6f	nmg-8	nmg-9	nmg-9L
I S O	198/019	198/019	298/013	198/020	198/020	197/018	237/018	237/021
ダイヤモンド長(mm)	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	6.0	5.0	5.0
先端径(mm)	1.25	1.25	0.75	1.3	1.3	1.25	1.8	2.1
元径(mm)	1.9	1.9	1.25	2.0	2.0	1.8	1.5	1.6
角度(°)	5.5	5.5	4.0	4.5	4.5	6.0	4.5	6.0
全長(mm)	22.0	22.0	20.0	22.0	22.0	18.0	18.0	18.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	600	700	700	700	600	600




品番	nmg-10	nmg-11f	nmg-12	nmg-13f	nmg-14	nmg-15f
I S O	277/026	271/016	544/021	277/011	198/016	198/014
ダイヤモンド長(mm)	4.3	7.0	5.0	2.2	8.0	9.0
先端径(mm)	(最大径)2.6	0.75	1.4	(最大径)1.1	1.0	0.8
元径(mm)	1.55	1.55	2.1	0.75	1.6	1.35
角度(°)	—	6.5	7.0	—	4.5	3.5
全長(mm)	19.5	21.0	19.0	19.8	21.0	22.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	600	600	800	600	700

包装単位：14本セット(各形態1本入り) ¥9,300 専用バースタンド(別売) ¥700  
各形態別に5本入り、10本入り

### 旧セット単品バー


●2008セット,2013セットの販売は終了しております。



品番	nmg-1	nmg-3ff	nmg-5	nmg-7ff	nmg-8f	nmg-9f	nmg-12f	nmg-14f
I S O	198/019	198/019	198/020	198/020	197/018	237/017	544/021	198/016
ダイヤモンド長(mm)	8.0	8.0	9.0	9.0	6.0	5.0	5.0	8.0
先端径(mm)	1.25	1.25	1.3	1.3	1.25	(最大径)1.7	1.4	1.0
元径(mm)	1.9	1.9	2.0	2.0	1.75	1.35	2.1	1.6
角度(°)	5.5	5.5	4.5	4.5	4.5	4.5	7.0	4.5
全長(mm)	22.0	22.0	22.0	22.0	18.0	18.0	19.0	21.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	700	600	600	600

包装単位：各形態別に5本入り、10本入り

# CEセミナー



品番	C-30L	C-22Sfff	A-13Lfff	K-13Sfff	K-33fff	F-41fff	F-009Lf	E-330f	HGP1
ISO	289/010	248/011	198/015	243/021	254/016	001/013	001/009	237/008	197/010
ダイヤ長(mm)	8.0	7.0	9.0	5.0	3.0	1.1	0.7	1.7	6.0
先端径(mm)	—	—	0.9	(最大径)2.1	(最大径)1.6	(球径)1.3	(球径)0.9	0.8	0.6
元径(mm)	1.0	1.1	1.5	1.3	1.0	—	—	0.7	0.95
角度(°)	—	—	4.0	—	—	—	—	3.5	3.5
全長(mm)	22.0	21.0	21.0	21.0	18.0	19.0	22.0	19.0	21.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	600	600	700	700	450	350	700	450	600

品番	CE-2
ISO	147/013
ダイヤ長(mm)	7.0
先端径(mm)	1.3
先端形状	セーフエッジ
元径(mm)	1.3
全長(mm)	20.5
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30
医院価格 (円/本)	1,000

包装単位:9本セット(各形態1本入り) ¥5,150  
各形態別に5本入り、10本入り

お問い合わせ先


研修: CEセミナー  
愛知県海部郡蟹江町学戸6-8  
(医)月星歯科クリニック内  
TEL/FAX 0567-95-6666

# SADA Bur Set 2018




品番	A-15S	K-13R	A-12LL ショート	A-10L	B-10LLLR ショート	SADA-1ff	SADA-2
ISO	166/014	277/026	198/022	200/022	199/024	003/018	545/026
ダイヤ長(mm)	10.0	4.3	9.0	11.5	10.0	0.95	6.5
先端径(mm)	—	(最大径)2.6	1.5	1.2	1.8	—	1.2
元径(mm)	1.4	—	2.2	2.2	2.4	1.75	2.6
角度(°)	6.0	—	5.0	5.5	3.5	—	12.0
全長(mm)	24.0	18.5	19.5	23.5	20.5	19.5	20.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	700	700	700	700	700	1,000	800

## ラミネートベニア形成用セット



品番	SADA-5f	G-3.5-0.3	G-0.5	G-0.7
ISO	298/013	041/035	041/032	041/036
ダイヤ長(mm)	8.0	0.7	0.7	0.7
先端径(mm)	0.7	3.5	3.2	3.6
形成溝深サ(mm)	—	0.3	0.5	0.7
元径(mm)	1.3	—	—	—
角度(°)	4.0	—	—	—
全長(mm)	22.0	19.0	19.0	19.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	16	16	16
医院価格 (円/本)	800	1,000	1,000	1,000

## Option




品番	SADA-3ff	SADA-4ff
ISO	195/016	195/013
ダイヤ長(mm)	2.0	2.0
先端径(mm)	1.6	1.2
元径(mm)	1.7	1.3
角度(°)	5.0	5.5
全長(mm)	21.0	23.5
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30
医院価格 (円/本)	1,000	1,000

包装単位:アソート11本セット(Optionを除く各形態1本入り): ¥9,100  
ラミネートベニア形成用セット : ¥3,800  
各形態別に1箱5本入り

# カワラダ式バー

クラウン形成用バー

メタルボンド形成用バー




品番	Cr-1	Cr-2	Cr-3	Cr-4ff	Cr-5	MB-1	MB-1ff	MB-2	MB-3	MB-4	MB-5ff	K-16
I S O	197/018	297/012	197/015	197/015	254/039	197/018	197/018	298/013	298/018	199/019	198/022	254/039
ダイヤ長(mm)	7.0	6.5	6.0	6.5	7.0	7.0	7.0	8.0	10.0	9.0	9.0	4.0
先端径(mm)	1.2	0.8	1.1	1.1	1.7	1.2	1.2	0.8	1.2	1.3	1.5	—
元径(mm)	1.8	1.2	1.5	1.5	2.5	1.8	1.8	1.3	1.8	1.9	2.2	(最大径)3.9
角度(°)	4.5	5.0	4.0	4.0	7.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	5.0	—
全長(mm)	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	21.5	21.0	21.0	20.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	45	30	45	30	30	45	30	30	30	30	30	16
医院価格 (円/本)	1,000	600	700	700	700	1,000	700	600	700	1,000	700	700

包装単位：クラウン形成用バーセット(Cr-1,Cr-2,Cr-3,Cr-4ff,Cr-5,K-16 各1本入り) ¥4,400  
メタルボンド形成用バーセット(MB-1,MB-1ff,MB-2,MB-3,MB-4,MB-5ff 各1本入り) ¥4,700  
各形態別に1箱5本入り

お問い合わせ先  
研修：カワラダ歯科・口腔外科  
三重県津市新町2-5-52  
TEL 059-226-8500 FAX 059-226-2497

## I D A Clinical Line

臨床用16本セット



品番	PFM-1	PFM-1f	PFM-2	PFM-2f	FCK-1	FCK-1f	FCK-2	FCK-2f	OC-1	OC-1f	OC-2	PLV-4
粒度	Medium	Fine	Medium	Fine	Medium	Fine	Medium	Fine	Medium	Fine	Medium	Fine
I S O	199/018	199/018	197/019	197/019	199/017	199/017	197/016	197/016	243/026	243/026	039/033	041/035
ダイヤ長(mm)	10.0	10.0	7.0	7.0	10.0	10.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	0.7
先端径(mm)	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	1.0	1.0	(最大径)2.6	(最大径)2.6	1.5	3.5
元径(mm)	1.8	1.8	1.9	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	(最大径)3.3	(形成溝深さ)0.4
角度(°)	4.0	4.0	6.0	6.0	4.5	4.5	6.0	6.0	—	—	40.0	—
全長(mm)	22.0	22.0	17.5	17.5	22.5	22.5	18.0	18.0	19.0	19.0	20.0	19.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	16	16
医院価格 (円/本)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

(研修用)

Option



品番	PIN-1	PIN-2	IN-1	IN-2	L-1	ACC-1	ACC-2	RA-12L	RA-12L ショート	ENDO-1
粒度	544/021	544/019	170/21	170/019	166/016	199/024	197/025	197/027	197/027	013
I S O	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Super Coarse	Super Coarse	Extra Fine
ダイヤ長(mm)	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	10.0	7.0	7.0	7.0	14.0
先端径(mm)	1.4	1.3	1.5	1.4	—	1.8	1.7	1.9	1.9	0.35
元径(mm)	2.1	1.9	2.1	1.9	1.6	2.4	2.5	2.7	2.7	(最大径)1.3
角度(°)	7.0	6.0	7.0	6.0	6.5	3.5	7.0	7.0	7.0	—
全長(mm)	15.8	15.5	15.5	15.5	22.5	23.0	17.8	21.0	18.0	29.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30	30	30	増速FGコントラで 6,000回転
医院価格 (円/本)	750	750	750	750	750	750	750	1,000	1,000	2,900

包装単位：臨床用16本セット(PFM-1,1f,PFM-2,2f,FCK-1,1f,FCK-2,2f  
OC-1,1f,OC-2,PIN-1,PIN-2,IN-1,IN-2,PLV-4 各1本入り) ¥12,000  
研修用9本セット(PFM-1,PFM-2,FCK-1,L-1,OC-1,OC-2,PIN-1,IN-1,PLV-4 各1本入り) ¥6,750  
OPTIONセット(ACC-1,ACC-2,RA-12L,RA-12Lショート,ENDO-1各1本入り) ¥6,400

各形態別に1箱5本入り(ENDO-1のみ2本入り)

## ショルダー OK バー

ショルダーマージン部の形成をもっと楽に！

オールセラミック クラウンの普及に伴いショルダーマージンを正しく形成することが益々重要になってきました。従来のダイヤモンドバーでは、歯肉のスキヤロップの強い症例においては、遊離エナメルやJ型マージンを作りやすく適切なショルダー形態に仕上げるためには細心の注意が必要でした。

しかしこのバーシステムでは、バーの先端に20°、30°の湾曲を与えることで、バーを歯軸と平行にして形成するだけで遊離エナメルや凹凸の無い均一なショルダーマージンの形成が出来ます。


岡口守雄先生 東京都千代田区開業



バーを歯軸と平行にして研削をするだけで遊離エナメルや凹凸の無い均一なショルダーマージンが得られる




### 基本セット



品番	2012 ff	2010 ff	2007 ff	3012 ff	3010 ff	3007 ff
先端湾曲	20°			30°		
ダイヤモンド長(mm)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
先端径(mm)	1.2	1.0	0.7	1.2	1.0	0.7
元径(mm)	1.75	1.55	1.25	1.75	1.55	1.25
角度(°)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
全長(mm)	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
使用部位	前歯・臼歯		隣接面	最後臼歯		隣接面
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	800	800

包装単位:6本セット(6形態各1本入)・・・¥4,800  
各形態別に5本入り、10本入り

### OPTION




品番	3010 f	3007 f	3110 f	3110 ff	3107 f	3107 ff
先端湾曲	30°		30°		30°	
ダイヤモンド長(mm)	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0	6.0
先端径(mm)	1.0	0.7	1.0	1.0	0.7	0.7
元径(mm)	1.55	1.25	1.37	1.37	1.07	1.07
角度(°)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
全長(mm)	22.0	22.0	19.0	19.0	19.0	19.0
使用部位	前歯・臼歯	隣接面	最後臼歯		最後臼歯隣接面	
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	800	800	800	800	800	800

包装単位:6本セット(6形態各1本入)・・・¥4,800  
各形態別に5本入り、10本入り

## エンドアクセスバー

発売元・株式会社ヨシダ



品番	エンドアクセス			エンドアクセス		
	1 S	1 M	1 L	2 S	2 M	2 L
粒度	40-50 μm			#170/200		
ISO	006	006	006	008	008	008
ダイヤ長(mm)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
先端径(mm)	0.2	0.2	0.2	0.75	0.75	0.75
元径(mm)	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
ネック部長(mm) (ダイヤ部含む)	7.7	8.7	8.7	7.7	8.7	8.7
全長(mm)	24.0	28.0	32.0	24.0	28.0	32.0
最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	等速FGコントラで10,000回転			等速FGコントラで10,000回転		
医院価格 (円/ケース)	*6,000	*6,000	*6,700	*6,300	*6,300	*6,700


### ? 製品のお問い合わせ・ご注文

株式会社 ヨシダ  
東京都台東区上野7-6-9  
TEL 03-3845-2931

包装単位：エンドアクセス1(アソート3本組)・・・¥6,300  
エンドアクセス2(アソート3本組)・・・¥6,300  
各形態別に3本入り  
\*エンドアクセスの価格表示はケース(3本入)価格です

## MI マイクロバー(CR用)

発売元・株式会社ヨシダ



品番	C-22Sff	BA-1LRff	K-17fff	K-13SRff	A-18fff	F-006XLf	F-009XLf	F-012XLf
ISO	248/011	277/010	243/012	243/021	160/007	001/006	001/009	001/012
ダイヤ長(mm)	7.0	2.1	3.0	4.6	3.0	0.5	0.8	1.0
球径(mm)	—	(最大径)1.0	(最大径)1.2	(最大径)2.1	—	0.6	0.9	1.2
元径(mm)	1.1	0.7	0.9	1.3	0.7	—	—	—
角度(°)	—	—	—	—	6.0	—	—	—
全長(mm)	21.0	20.0	20.0	20.5	24.0	25.0	25.0	25.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	16	16	16
医院価格 (円/本)	600	800	700	700	800	800	800	800

包装単位：  
8本セット(8形態各1本入)・・・¥6,000  
各形態別に5本入り

## ラミネートベニア形成用

発売元・株式会社ヨシダ




品番	LV-0.3	LV-0.5	LV-0.7	品番	B-10LRff	3007ff	A-20Sff
ISO	021	025	041/029	ISO	199/017	016	197/010
ダイヤ長(mm)	0.8	0.8	0.8	ダイヤ長(mm)	10.0	9.0	7.0
先端径(mm)	2.1	2.5	2.9	先端径(mm)	1.0	1.0	0.5
形成溝深サ(mm)	0.3	0.5	0.7	元径(mm)	1.7	1.55	1.0
角度(°)	—	—	—	角度(°)	4.0	3.5	4.0
全長(mm)	22.0	22.0	21.5	全長(mm)	23.5	22.0	20.5
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	16	16	16	最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,200	1,200	1,200	医院価格 (円/本)	700	800	600

包装単位：  
6本セット(6形態各1本入)・・・¥5,700  
各形態別に5本入り

# Akiyama's Micro Bur for Caries

発売元：(株)日本歯科商社



品番	KA-005ff	KA-007f	KA-008f	KA-010f	KA-012f
ダイヤモンド粒子	Extra fine	Fine	Fine	Fine	Fine
ISO	001/005	001/007	001/008	001/010	001/012
球径(mm)	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2
ダイヤモンド長(mm)	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0
全長(mm)	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	10	10	10	10	10
医院価格 (円/本)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

包装単位：5本セット(各形態1本入り,専用バースタンド付) ¥17,500  
各形態別に1箱5本入り：¥12,500

一般に何かを削ったり、穴を開ける時に適当に作業を行っている人は皆無と認識している。ところがカリエス除去用のバーとエクスカーベーターは、製造する会社が異なるため、それぞれのインストゥルメント操作がアバウトになっていると考える。

そこでカリエス除去用エクスカとカリエス除去用のバーを同じ基準で規格化することで精密で安全な操作が行えるインストゥルメントを開発、制作した。

秋山のバーは、従来のインストゥルメンテーションより正確・安全でM I なカリエス治療を行えるバーであり、また不用意な露髄に対し安全に作業が行えるように1ミリ刻みでラインが入っている。どのくらいの深度で削合しているのか確認しながら作業が行える。

秋山歯科医院 秋山勝彦先生

## YouTube

“AKIYAMA's マイクロエクスカ・AKIYAMA's マイクロバー”に動画での解説があります。ご参照下さい。



### 製品のお問い合わせ・ご注文


(株)日本歯科商社  
東京都墨田区石原1-19-5  
TEL 03-3625-3111 FAX 03-3625-1110

## 5-D Japan

Pursuing excellence in dentistry


発売元：(株)ADI.G

### ファンダメンタルコース




品番	5-D-1	5-D-1ff	5-D-2	5-D-2ff	5-D-3	5-D-3ff	5-D-4
ISO	199/020	199/020	199/017	199/017	198/016	198/016	198/012
ダイヤモンド長(mm)	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	8.0
先端径(mm)	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6
元径(mm)	2.0	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	1.2
角度(°)	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
全長(mm)	23.0	23.0	23.5	23.5	21.0	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	30	30	30	30	30	30	30
医院価格 (円/本)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

### エンドコース



品番	2924-1	2924-2
粒度	Extra Fine	
ISO	014	013
ダイヤモンド長(mm)	10.0	15.0
先端形状	セーフエンド	
先端径(mm)	0.2	0.2
元径(mm)	1.4	1.3
全長(mm)	26.0	29.0
最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	低速用エアタービンで20,000回転	
医院価格 (円/本)	1,900	3,000

包装単位：各形態別に1箱3本入り



品番	5-D-5	5-D-6	5-D-7	5-D-8
ISO	001/015	277/026	150/012	150/008
ダイヤモンド長(mm)	1.1	4.3	—	—
先端径(mm)	(球径)1.5	(最大径)2.6	(ダイヤモンド径)1.2	(ダイヤモンド径)0.8
全長(mm)	19.0	19.5	21.0	21.0
最高回転数 (10,000min <sup>-1</sup> )	45	30	5	5
医院価格 (円/本)	500	1,000	1,000	1,000

包装単位：11本セット(各形態1本入り) ¥13,000(バースタンド付)  
各形態別に1箱5本入り

研修：5-Dジャパン株式会社 事務局  
大阪市天王寺区生玉前町1-11 マックスビル801  
TEL 06-6777-6702 FAX 06-6777-6703



### 製品のお問い合わせ・ご注文

(株)ADI.G  
石川県金沢市浅野本町1-10-10  
TEL 076-251-0115 FAX 076-251-9115