



ロングシャンク




ロングシャンク
Long Shank



品番	A-10L-EL	A-10EL	A-15EL	B-10L-EL	B-10EL	F-40EL	F-41EL	F-42EL	F-40XL	F-41XL	F-42XL
ISO	200/022	200/019	166/016	173/017	173/016	001/018	001/015	001/011	001/018	001/015	001/011
l (mm)	11.5	11.5	10.0	10.0	10.0	1.6	1.1	0.8	1.6	1.1	0.8
D2(mm)	1.2	0.9	—	1.0	0.8	—	—	—	—	—	—
D1(mm)	2.2	1.9	1.6	1.7	1.6	(球径)1.8	(球径)1.5	(球径)1.1	(球径)1.8	(球径)1.5	(球径)1.1
α (°)	5.5	5.0	6.5	4.0	4.5	—	—	—	—	—	—
L (mm)	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	25.0	25.0	25.0
最高回転数 (min ⁻¹)	F G コントラで 100,000 回転										
医院価格 (円/本)	1,500	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,000	1,000	1,000

(旧称) A-10L(L=29) A-10(L=29) A-15(L=29) B-10L(L=29) B-10(L=29) F-40(L=29) F-41(L=29) F-45(L=29) F-40(L=25) F-41(L=25) F-45(L=25) ネック無し

MI ロングネック・ラウンドバー



品番	FH-6XL	FH-6XL-EL	FH-8XL	FH-8XL-EL	FH-10XL	FH-12XL
ダイヤモンド粒子	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
ISO	001/007	001/007	001/009	001/009	001/011	001/013
球径(mm)	0.7	0.7	0.9	0.9	1.1	1.3
ダイヤモンド長(mm)	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	1.1
全長(mm)	25.0	29.0	25.0	29.0	25.0	25.0
最高回転数 (10,000 min ⁻¹)	16	10	16	10	16	16
医院価格 (円/本)	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,000

再根管治療においてファイバーポストのみを除去するためには、ラウンド形態のダイヤモンドバーが適しています。深い位置にあるポストを削り除去する場合、全長が25mm,29mmと長く、しかもネック部の細長いFH-6XL、FH-6XL-ELが有効です。



治療前



術前X線写真



治療中

写真提供: 坪田デンタルクリニック
坪田有史先生